

Maymom® Boru Parçaları

Ameda Purely Yours Göğüş Pompaları için uygundur



1. Uygulanabilir Göğüş Pompaları: Ameda Purely Yours, MYA Joy, Joy
Artı göğüş pompası. Ayrıca Spectra pompaları için.

2. Sertifikalar: Bu ürün geçer

A. AB Gıda Güvenliği Komisyonu Direktifi 2008/39/EC(2002/72/EC);

B. Gıda sınıfı silikon testleri;

C. AB BPA (Bisfenol A) serbest testi; EN 14350-2:2004 Madde 4.8.

3. Kullanmak için, boruyu beyaz kapaklı boru başlantısına **kolayca** bağlayın. **Boruyu başlantıya çok derine sokmayın.** Çıkarmayı zorlaş tıracaktır.
Hortumun diğer ucunu göğüş pompasının T şeklindeki hortum adaptörü ne bağlayın ve pompayı çalıştırın.

4. Boruları 3-5 dakika boyunca su buharı veya kaynar su kullanarak temizleyin ve sterilize edin.
dakika gerektiği kadar. Kurutmak için, hortumu göğüş pompasına bağlayın ve diğer ucunu (adaptörle) bağlı bırakmayın. Hortum kuruyana kadar göğüş pompasını açın.

5. (Sadece A002 için) Beyaz kapağı flanştan çıkarırken,
Kapağın kenarına kuvvet uygulamayın. **Boru başlantısına kuvvet uygulamayın.**
Bunu yapmak muhtemelen boru başlantısının kırılmasına neden olacaktır.

Pazarlama: Maymom LLC, 3 Laurel Leaf Ct, Durham, NC 27703 ABD

Sorularınız mı var? 919 4535168'i arayın veya sales@maymom.com adresine e-posta gönderin

Malzeme: Silikon, PP; -20o C ile 120o C arasında güvenli

Model No/Parti No: A001/A002

Son kullanma tarihi: Üretim tarihinden itibaren 10 yıl

Tayvan'da üretilmiştir

Maymom, makul bir maliyetle yüksek kaliteli ürünler üretmeye kendini adanmıştır. Ameda uyumlu ürünlerimiz, valfler, diyaframlar, sürtünme adaptörleri, şifreler, flanş ve diğer boru setlerini içerir.

Daha fazla ilgili ürün keşfetmek için lütfen web sitemizi (www.maymom.com) ziyaret edin!




maymom®
care for each mom

*Ameda ve pompa modelleri Ameda INC. Corp.'ün tescilli ticari markalarıdır.

*SPECTRA ve SPECTRA Logosu, Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA ve Min Byung Wook DBA Uzinmedicare'in tescilli ticari markalarıdır.

Maymom onlarla bağlantılı değildir ve ürün ve uyumluluk iddialarını onaylamaz.





Model Numarası: A005-4D2U


Malzeme: Saf silikon

Isiya Dayanıklı: 120°C (250°F)

Raf ömrü : 5 yıl (Doğ rudan gü neş iş ıg ından uzakta)

Üretici Tarihi: 11 Nis 2024

Tayvan'da ü retildi

CS@maymom.com
+1 919 4535168maymom®
care for each momhttp://maymom.com/
Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703Ameda, Ameda INC. Corp.'un tescilli ticari markasıdır.
Maymom, Ameda ile bağı lantılı değı ldir ve Ameda da ü rü nü desteklemez.

Model Numarası: A005-4D2U

Malzeme: Saf silikon

Isiya Dayanıklı: 120°C (250°F)

Raf ömrü : 5 yıl (Doğ rudan gü neş iş ıg ından uzakta)

Üretici Tarihi: 11 Nis 2024

Tayvan'da ü retildi

CS@maymom.com
+1 919 4535168maymom®
care for each momhttp://maymom.com/
Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703Ameda, Ameda INC. Corp.'un tescilli ticari markasıdır.
Maymom, Ameda ile bağı lantılı değı ldir ve Ameda da ü rü nü desteklemez.maymom®
care for each mom

Çift Paket

Diyafram ve Ördek Gagası

- Hijyenik saklama kutusu
- Yumuş ak ve ince silikon

• Emiş gü cü nü geri kazandırın

• BPA içermez

maymom®
care for each mom

Çift Paket

Diyafram ve Ördek Gagası

- Hijyenik saklama kutusu
- Yumuş ak ve ince silikon

• Emiş gü cü nü geri kazandırın

• BPA içermez



TEMİ Z

İ lk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra, sıcak su ve hafif deterjanla yıkayın ve ardından temizleyin. 5 dakika kaynar suda sterilize edin ve ardından tamamen hava ile kurutun.

KULLANMAK

uluDiyaframın/ördek gagasının tamamen 1 olduğ undan emin kurutulmalıdır, böylece borulara ve pompaya nem girmemelidir.

2. Diyaframı/ördek gagasını flanş ın ü st/alt haznesine sırasıyla simetrik olarak yerleş tirin.

Tam 3 içn pompa talimatlarına bakın. kullanım, montaj ve temizlik talimatları.

4. Ördek gagasını çıkarmak için:

Ördek gagasını flanş tan çekerken, ASLA ağı lığ ından tutmayın. Mü mkü n olduğ unca yakın tutun. mü mkü n olduğ unca vananın tabanına. Bu eş ekilde vananın kırılğan bđgesine zarar vermezsiniz.

BAKIM

Kullanmadığ ınız zamanlarda diyaframı/ördek gagasını temizleyin ve hava ile kurutun ve saklama kutusunda saklayın.

Ördek gagası deliğ ini temizlemek için asla herhangi bir nesne sokmayın. Bu, parçanın yırtılmasına veya gerilmesine ve bunun sonucunda da performansın dü ş mesine neden olabilir.

SORUN Gİ DERME

Hava kaçağ ı duyarsanız veya emiş gü cü nde kayıp hissederseniz:

1. Diyaframı yeniden takın ve ü st kapak. Sorunu çözmeye, yeni bir ü st kapağ a ihtiyacınız olabilir.
2. Ördek gagasının hasarlı veya yırtık olmadığ ını kontrol edin ve aralarında yabancı parçacıklar yok valfin iki dudağ ı. Ancak, valf kullanılmadığ ında ♦p'de kü çü k bir ağı lığ ı görmek sorun değı il.

Eğ er diyafram orijinal eş ekline uzamıyorsa:

1. Muhtemelen diyafram eskimiş tir veya pompanın içindeki silikon valf eskimiş tir. Gerektiğ inde değı iş tirin.

TEMİ Z

İ lk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra, sıcak su ve hafif deterjanla yıkayın ve ardından temizleyin. 5 dakika kaynar suda sterilize edin ve ardından tamamen hava ile kurutun.

KULLANMAK

1. Diyafram/ördek gagasının tamamen kuruduğ undan emin olun, böylece hortum ve pompaya nem girmez.

2. Diyaframı/ördek gagasını flanş ın ü st/alt haznesine sırasıyla simetrik olarak yerleş tirin.

3. Tam kullanım, montaj ve temizlik talimatları için pompa talimatlarına bakın.

4. Ördek gagasını çıkarmak için:

Ördek gagasını flanş tan çekerken, ASLA ağı lığ ından tutmayın. Mü mkü n olduğ unca yakın tutun. mü mkü n olduğ unca vananın tabanına. Bu eş ekilde vananın kırılğan bđgesine zarar vermezsiniz.

BAKIM

Kullanmadığ ınız zamanlarda diyaframı/ördek gagasını temizleyin ve hava ile kurutun ve saklama kutusunda saklayın.

Ördek gagası deliğ ini temizlemek için asla herhangi bir nesne sokmayın. Bu, parçanın yırtılmasına veya gerilmesine ve bunun sonucunda da performansın dü ş mesine neden olabilir.

SORUN Gİ DERME

Hava kaçağ ı duyarsanız veya emiş gü cü nde kayıp hissederseniz:

1. Diyaframı yeniden takın ve ü st kapak. Sorunu çözmeye, yeni bir ü st kapağ a ihtiyacınız olabilir.
2. Ördek gagasının hasarlı veya yırtık olmadığ ını kontrol edin ve aralarında yabancı parçacıklar yok valfin iki dudağ ı. Ancak, valf kullanılmadığ ında ♦p'de kü çü k bir ağı lığ ı görmek sorun değı il.

Eğ er diyafram orijinal eş ekline uzamıyorsa:

1. Muhtemelen diyafram eskimiş tir veya pompanın içindeki silikon valf eskimiş tir. Gerektiğ inde değı iş tirin.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409