

Flanscheinsätze

Passend für 24 mm Elvie / Elvie Stride Cup,
Medela PersonalFit Flex Brusthaube,
Medela Handsfree Collection Becher



Material Reines Silikon

Hitzebeständig bis 120°C (250°F)

Haltbarkeit 5 Jahre

(Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen)

Modell **E012-i13/14/15/16/17/18/
19/20/21x2(.g+b+m)**

Herst.-Datum 22. August 2024



Installation



Schritt 1.

Legen Sie den Einsatz in
der Brustwarzentunnel von
Elvie/Elvie Stride
Tasse.



Schritt 2.

Drücken Sie um die
Nippeltunnel des Einsatzes,
um sicherzustellen, dass er
liegt bündig am Elvie Cup
an.

Reinigung

Legen Sie den Einsatz vor dem ersten Gebrauch 5 Minuten
lang in kochendes Wasser. Stellen Sie sicher,
dass der Einsatz vollständig mit Wasser bedeckt ist.
Nach jedem Gebrauch mit Seifenwasser reinigen, mit klarem
Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.

Kompatibilität



Elvie Einzel/Doppel Elektro



Elvie Stride



Medela PersonalFit Flex
Brustschild



Medela Freisprecheinrichtung
Kollektion Tassen

Fehlerbehebung

Beschwerden nach dem Abpumpen –

- Sie können vor dem Pumpen etwas Kokosöl
auf den Brustwarzentunnel auftragen, um
die Reibung zu verringern.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Baby nicht
allergisch auf Kokosöl reagiert.
- Dieser Einsatz passt Ihnen möglicherweise nicht.
Lassen Sie sich von einer Stillberaterin
beraten.

Kundendienst

Maymom LLC
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🏠 <http://maymom.com>



Hergestellt in Taiwan

*Elvie ist eine eingetragene Marke von Chiaro Technology Ltd.
*Medela ist eine eingetragene Marke der Medela Holding AG, Schweiz.
Maymom ist mit diesen Unternehmen nicht verbunden und unterstützt auch nicht die Produkt- und Kompatibilitätsansprüche.



FR



EC REP SERVICES SL
Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain
ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409