

Maymom® Göğ ü s Pompası Hortumu

Medela Swing Göğ ü s Pompaları için uygundur

1. Kullanmak için ü ğ en ucunu bağ layın
Hortumun ucunu makineye, diğ er ucunu da meme ucuna bağ layın ve pompayı çalış tırın.
Pompaya taktıktan sonra hortum bağ lantısının ağ zının görü nmediğ inden emin olun.

2. Boruları buhar veya su kullanarak TEMİ ZLEMEYİ N.
kaynar su. Soğ uk/ılık su ile yıkayın.
Kurutmak için, hortumun bir ucunu göğ ü s pompasına bağ layın ve diğ er ucunu bağ lantısız bırakın.

Hortum kuruyana kadar göğ ü s pompasını çalış tırın. Sterilizasyon gerekiyorsa, lü tfen Medela Micro-Steam torbasını kullanın ve talimatlarını çok dikkatli bir ş ekilde izleyin veya Milton gibi soğ uk su sterilizasyon yöntemlerini kullanın.

3. Nadir durumlarda veya uzun sü reli kullanımlardan sonra, hortum konnektörden ayrılabilir.

Lü tfen boru ucundan 0,3 cm kesin ve ardından konektörü boruya tekrar takın. Konnektörü boruya tamamen itemeyebilirsiniz ancak kapalı kalacaktır.

Maymom Borusunun Medela Salıncak Pompasına Montajı



Jant hala görü nüyor. Emiş gü cü nde %30 kayıp meydana gelecektir.

Jant tamamen makinenin içindedir. Doğ ru Montaj!

Sertifikasyon

- A. AB Gıda Gü venliğ i Komisyonu Direktifi 2008/39/EC(2002/72/EC);
- B. Konnektör giri ş i için AB RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi) 2002/95/EC malzeme;
- C. AB Ağ ır Metal Direktifi EN71 Bölü m 3:1994 PVC borular için;
- D. AB BPA (Bisfenol A) serbest testi; EN 14350-2:2004 Madde 4.8.

Ü retici: Maymom Corp. Ltd.

20-7, Aly 19, LN333, ChungCheng Rd. Zhunan, MiaoLi İ lçesi Tayvan

<http://maymom.com>

Maymom LLC tarafından ithal edildi

3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703 ABD

Sorularınız mı var? CS@maymom.com adresine e-posta gönderin +1 919 4535168 numaralı telefonu arayın

Diğ er Maymom ü rü nleri için (membranlar, valfler, göğ ü s kalkanları ve Swing pompaları için sü t torbası adaptörleri) <http://www.maymom.com/> adresini ziyaret edin !
Malzeme: PVC

Model No/Parti No: M010-Swing/paket ü zerinde

Üretim Tarihi: 12 Tem 2024

Son kullanma tarihi: Üretim tarihinden itibaren 10 yıl

maymom®
care for each mom

*Medela ve Swing, Medela Holding AG, İ sviçre'nin tescilli ticari markalarıdır.
Maymom, Medela ile bağ lantılı değ ildir ve Medela ü rü nü onaylamaz.



Maymom® Göğ ü s Pompası Seti

Medela® Göğ ü s Pompası için uygundur



Medela Pompanı z için Maymom® Göğ ü s Pompası Seti'ni seçtiğ iniz için teşekkür ederiz .

Maymom, göğ ü s pompası aksesuarları ihtiyacı nı za yönelik yüksek kaliteli, güvenli ve uygun fiyatlı gözünü mü nüz dür .

Kitin İçeriği

Borular, sarı valfler, beyaz membranlar, tek parça tasarımlı MyFit™ göğ ü s kalkanları (satın alılabilecek mevcut boyutlar: 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34 ve 36 mm)

Sertifikalar

ABD FDA'ya II. sınıfı tıbbi cihaz, göğ ü s pompası kiti olarak kayıtlıdır.

Kayıt No. D192499.

Gıda ile temas eden kaplar için FDA gerekliliklerine uyum (21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)

BPA içermez (EN 14350-2:2004 Madde 4.8.)



Kayıt No. D192499

Kullanım talimatları

Temizlik (Sadece meme kalkanı, sarı valf, beyaz membran için; boru temizleme talimatı borunun ambalajı nda/üzerinde ayrı olarak yer almaktadır):

İlk kullanımdan önce ve günde bir kez:

Parçaları sokuşun, temizleyin ve ılık suda durulayın. Parçaları (göğ ü s kalkanı, valf, membran) kaynar suda 3-4 dakika kaynatın.

Her kullanımdan sonra:

Parçaları sokuşun, temizleyin ve ılık suda durulayın. Hava ile kurutun.

Kurulum:

Valfi yavaşça ve simetrik bir şekilde meme kalkanına itin. YAPMAYIN çok sert itmeyin çünkü bu çabı karmayı çok zorlaştıracaktır. Ancak, yeterince sıkı değilse hava kaçağı olabilir ve bu nedenle emiş gücü kaybı meydana gelir. Sürtünme boruya geri akma olasılığı nı en aza indirmek için sağdaki resimde gösterildiği gibi valfin yan konumunda olduğundan emin olun.

Kurulum



Beyaz membran ve logo aynı yöne bakmalıdır.

Kaldırma

Öncelikle valfin membranını çekin, ardından:


- (A) Göğ ü s kalkanı nı avuçları nı zdan biriyle sıkıca tutun
- (B) Vanayı gevşeyene kadar sağa ve sola doğru sallayın.
- (C) Vanayı çevirip çekin.

Not: Anne sürtünme valf ve meme ucu arasında kurumasına izin VERMEYİN.

Kurutulmuş sürtünme gibi etki gösterebilir



Eller serbest sürtünme kullanın (örneğin Simple Wishes)

<http://maymom.com/bra-adresini-ziyaret-edin>
video demosu için

Maymom müşteri hizmetleri

CS@maymom.com

+1 919 4535168

<http://maymom.com/>

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Model Numarası : M010-mFVMT

UPC738435627447

M010-S1

M012-mFVM

Plastik Poşet bir oyuncak değildir.

Ağzı iltihandan sonra atılmalıdır.

Üretim tarihi:

15 Nis 2024

Kurulum

Valfi meme kalkanına nazikçe ve simetrik bir şekilde itin. Çok sert **itmeyin**, çünkü bu çıkarmayı çok zorlaştıracaktır. Ancak, yeterince sıkı değilse hava kaçağı olabilir. Emiş gücünde kayıp meydana gelecektir.



Doğru
Kurulum



Logo ve mambrane aynı
yöne bakıyor



Yanlış
Emiş gücü kaybı




Yanlış
Süt geri gelebilir

Kaldırma

Öncelikle valfin membranını çıkarın (aşağıdaki İPUCU'na bakın) ardından:

- (A) Göğüs kalkanını avuçlarınızdan biriyle sıkıca tutun
- (B) Vanayı gevşek hissedene kadar sağa ve sola doğru sallayın.
- (C) Vanayı çevirip çıkarın.



İPUCU: Membranı dışarıdan çekerek çıkarmak yerine, valfin içinden iterek çıkarmak, valfin ömrünü uzatabilir.

Kontrol Membranının Doğru Yönlendirilmesi



Kullanılabilir



Küçük bir boşlukla bile kullanılabilir



Kontrol için yanlış yönlendirme.
Bu pozisyonda kimse pompalamıyor
(yatarak).

Membran ve Valf Bakımı



Anne sütünün valf ile meme ucu arasında kurumasına izin VERMEYİN .
Kurutulmuş süt tutkal gibi etki gösterebilir!



Membranı dikkatli bir şekilde elde yıkayın. **ÇEKMEYİN** veya GERMEYİN.

Bu ürün aşınma ve yıpranmaya tabidir. En iyi performans için, aşınmış ve yırtılmış membran tespit ettiğinizde yenisiyle değiştirmelisiniz.



Müşteri hizmetleri:
CS@maymom.com




Üretim tarihi:
7 TEMMUZ 2024

Göğüs Kalkanı Boyut Seçim Kılavuzu

Doğru boyutta meme kalkanınız ve doğru motor gücü ayarınız varsa, süt sağma işlemi acı verici ve rahatsız edici olmamalıdır. Bu talimat, doğru boyutta meme kalkanını nasıl seçeceğinizi gösterir. Emiş gücü için lütfen pompa kılavuzunuza bakın.

1. Pompalama seansından SONRA meme ucu çapınızı (N) ölçün .
Ücretsiz meme ucu cetveli için www.maymom.com/nippleruler adresini ziyaret edebilirsiniz .

- 2 1-2 mm'lik bir kırılma kalkanı boyutunu (B) denemeye başlamanızı öneririz
meme ucu çapınızdan daha büyük. Meme ucu çapınızı pompalama seansından ÖNCE
ölçerseniz , meme kalkanı boyutunun meme ucu çapınızdan yalnızca 2-5 mm daha büyük
olması gerektiğini tahmin edebiliriz.



Doğru UYUM

Meme ucu ağrısız,
rahat hareket ediyor.



Göğüs kalkanı
çok büyük

Meme ucu ve aşırı
areola tünel içine
doğru çekilir.

Daha küçük bir beden deneyin.



Göğüs kalkanı
çok küçük

Meme ucu tünel
kenarına
sürtünerek rahatsızlık
yaratır.

Daha büyük bir beden deneyin.



Göğüs kalkanı
çok kısa

Meme ucu tünel
ucuna çarpıyor.

Daha uzun veya daha
küçük bir beden deneyin.

- 3 Meme ucunu meme başlığının tüneline yerleştirin.

Şimdi pompalamaya başlayın ve aşağıdaki noktaları kontrol edin:

EVET HAYIR Soru?

		Meme ucunuz tünel içerisinde rahatça hareket ediyor mu?
		Areolanın dokusu meme ucu tüneline hiç mi çekilmiyor yoksa çok az mı çekiliyor?
		Her pompalama döngüsünde göğüste nazik, ritmik hareketler fark ediyor musunuz?
		Göğsünüzün her yerinden boşaldığını mı hissediyorsunuz?
		Meme ucunuz ağrımıyor mu?
		Pompalama sırasında meme ucu ile meme tüneline sonu arasında hala boşluk var mı?

Tüm cevaplar **EVET** olmalı ve bu, doğru meme kalkanı boyutuna ve doğru motor emiş gücüne sahip olduğunuzu gösterir. DEĞİLSE, lütfen emzirme danışmanınıza danışın veya daha fazla rahatsızlığı önlemek için Maymom ürünlerini kullanmayı bırakın.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409