


Tubos para extractor de leche Maymom®

Adecuado para extractores de leche Medela Swing

1. Para utilizar, conecte el extremo triangular del conector del tubo a la máquina y el otro extremo al embudo y encienda el extractor.
Asegúrese de que el borde del conector del tubo sea invisible después de insertarlo en la bomba.

Instalación de los tubos Maymom en un extractor de leche Medela Swing

- Empuje el conector dentro de la máquina hasta que el borde del conector no quede visible.



El borde aún es visible. Se producirá una pérdida del 30% de potencia de succión.

La llanta está completamente dentro de la máquina. ¡Instalación correcta!

2. NO limpie el tubo con vapor o Agua hirviendo. Lavar con agua fría/tibia.
Para secar, conecte un extremo del tubo al extractor de leche y deje el otro extremo desconectado.
Encienda el extractor de leche hasta que el tubo se seque. Si es necesario esterilizar, utilice la bolsa Medela Micro-Steam y siga sus instrucciones con mucho cuidado o utilice métodos de esterilización con agua fría, por ejemplo, Milton.
3. En casos excepcionales o después de largos períodos de uso, el tubo podría separarse del conector.
Corte 0,3 cm del extremo del tubo y vuelva a insertar el conector en el tubo. Es posible que no pueda introducir el conector por completo en el tubo, pero permanecerá sellado.

Proceso de dar un título

- A. Directiva 2008/39/CE (2002/72/CE) de la Comisión de Seguridad Alimentaria de la UE;
- B. Directiva RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) de la UE 2002/95/EC para la entrada del conector material;
- C. Directiva de metales pesados de la UE EN71Parte 3:1994 para tubos de PVC;
- D. Prueba libre de BPA (Bisfenol A) de la UE; EN 14350-2:2004 Cláusula 4.8.

Fabricante: Maymom Corp. Ltd.

20-7, Aly 19, LN333, ChungCheng Rd. Zhunan, Condado de Miaoli Taiwán

<http://maymom.com>

Importado por Maymom LLC

3 Laurel Leaf CT, Durham, Carolina del Norte 27703, EE. UU.

¿Tienes preguntas? Envía un correo electrónico a CS@maymom.com Llama al +1 919 4535168

Visita: <http://www.maymom.com/> para conocer otros productos Maymom (membranas, válvulas, protectores de leche y adaptadores de bolsas de leche para extractores Swing).

Material: PVC

Número de modelo/Número de lote: M010-Swing/en el paquete

Fecha de fabricación: 12 de julio de 2024

Caducidad: 10 años a partir de la fecha de fabricación.

maymom®
care for each mom

*Medela y Swing son marcas registradas de Medela Holding AG, Suiza.
Maymom no está afiliada a Medela y Medela no respalda el producto.





FR



+

**EC REP**

EC REP SERVICES SL
Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain
ecrep-service@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409