


Compatibilidad


Ancho
Boca
VersiónDesmontar las piezas
antes de la esterilización.

Compatibilidad de botellas



Avent Classic Avent Natural Spectra

Mamá maya

Estándar
Versión

Compatibilidad de botellas



Fábrica de vida Ameda

Medela

La Maymom del Dr. Brown

maymom bottle
ASIN: B07JFG6K68

Bomba compatible



Certificados

- Registrado ante la FDA de EE. UU. como dispositivo médico de clase II, kit extractor de leche.
Número de registro: D192499.
- Cumplir con el requisito de la FDA para los contenedores que entran en contacto con alimentos
(Título 21 del Código de Reglamentos Federales, artículo 177.1520, artículo 21 del Código de Reglamentos Federales, artículo 177.200)
- Libre de BPA (EN 14350-2:2004 Cláusula 4.8.)

Solución de problemas (para bridas de la serie Pano/Comfy)

Si nota que el borde blando está deformado, no se preocupe. Es probable que se deba a una compresión prolongada durante el envío. Simplemente sumerja completamente la pieza en agua hirviendo durante 5 minutos y luego déjela enfriar con todo el borde blando hacia abajo sobre una superficie plana. Debería volver a su forma normal.

Limpieza

Antes de limpiar, separe el protector del conector de la base.

Antes del primer uso y una vez al día:

- Desmontar todas las piezas, limpiarlas con agua caliente y jabón y enjuagar.
- Hervir las piezas en agua hirviendo durante 3 minutos.

Después de cada uso:

- Desmontar, limpiar y enjuagar las piezas con agua tibia. Dejar secar al aire por completo.



Asegúrese de tener suficiente agua en la olla.



El borde de la olla sin agua se calentará demasiado y derretirá el plástico.

Servicio al cliente

- ✉ CS@maymom.com
- 🌐 <http://maymom.com/>
- ☎ +1 919 4535168
- 📍 Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, Carolina del Norte 27703

Hecho en Taiwán

Información del producto

- Modelo **M012-(1)B / S012W-B / MP012 / SP012 / MP012F / MP012FP**
- Material **PP / PP + TPE** A prueba de calor **110 °C (230 °F)**
- Duración **5 años (lejos de la luz solar directa)**

Fecha de fabricación: 6 de agosto de 2024

*Ameda es una marca registrada de Ameda INC. Corp. Maymom no está afiliada a Ameda y Ameda no respalda el producto.

*Avent es una marca registrada de Philips NL. Maymom no está afiliada a Philips ni Philips respalda el producto.

*Medela es una marca registrada de Medela Holding AG, Suiza. Maymom no está afiliada a Medela ni Medela respalda el producto.

*Spectra es una marca registrada de Uzinmedicare co. Maymom no está afiliada a Uzinmedicare y Spectra no respalda el producto.




Instalación

Presione la válvula con suavidad y de manera simétrica sobre el embudo. **NO** la presione con demasiada fuerza, ya que esto dificultará mucho la extracción. Sin embargo, si no está lo suficientemente apretada, podría haber una fuga de aire y se perderá la potencia de succión.



Correcto
Instalación



El logotipo y la membrana miran en la misma dirección.



Incorrecto
Pérdida de succión



Incorrecto
La leche puede acumularse

Eliminación


Primero retire la membrana de la válvula (ver CONSEJO a continuación) y luego:

(A) Sostenga firmemente el protector de mama con una de las palmas.

(B) Mueva la válvula hacia la izquierda y hacia la derecha hasta que sienta que está floja.

(C) Gire la válvula y sáquela.

CONSEJO: Quitar la membrana empujándola desde el interior de la válvula en lugar de tirar de ella desde el exterior puede prolongar su vida útil.




Orientación correcta de la membrana de control



Usable



Utilizable incluso con un pequeño hueco



Orientación incorrecta para la comprobación.
Nadie bombea en esta posición
(acostado).

Cuidado de membranas y válvulas



NO deje que la leche materna se seque entre la válvula y el embudo.

¡La leche en polvo puede actuar como pegamento!



Lave la membrana a mano con cuidado. **NO** la tire ni la estire.

Este producto está sujeto a desgaste. Para un rendimiento óptimo, debe reemplazarlo por uno nuevo cuando detecte que la membrana está desgastada o rota.



Atención al cliente:
CS@maymom.com



Fecha de producción:
7 DE JULIO DE 2024


Guía de selección del tamaño de la copa de mama

La extracción de leche no debería ser dolorosa ni incómoda si tiene el tamaño correcto de embudo y la potencia del motor adecuada. Estas instrucciones le muestran cómo elegir el tamaño correcto de embudo. En cuanto a la potencia de succión, consulte el manual del extractor.

- 1 Mida el diámetro de su pezón (N) DESPUÉS de una sesión de extracción de leche.


Puede visitar www.maymom.com/nippleruler para obtener una regla para pezones gratis.

- 2 Te sugerimos que empieces a probar un tamaño de protector de pecho (B) que sea de 1-2 mm mayor que el diámetro de su pezón. Si mide el diámetro de su pezón ANTES de una sesión de extracción de leche, solo podemos estimar que el tamaño del embudo debe ser de 2 a 5 mm más grande que el diámetro de su pezón.



Ajuste correcto


El pezón se mueve fácilmente sin ningún dolor.



Protector de pecho es demasiado grande

El pezón y el exceso de areola son arrastrados hacia el túnel.


Pruebe con una talla más pequeña.



Protector de pecho es demasiado pequeño

El pezón roza el costado del túnel y causa molestias.


Pruebe con una talla más grande.



Protector de pecho es demasiado corto

El pezón golpea el extremo del túnel.

Pruebe con un tamaño más largo o más pequeño.



- 3 Centre el pezón en el túnel del embudo.

Ahora comience a bombear y verifique los siguientes puntos:

SI	NO	¿Pregunta?
		¿Tu pezón se mueve libremente en el túnel?
		¿No se arrastra nada o solo muy poco tejido de la areola hacia el túnel del protector mamario?
		¿Reconoce movimientos suaves y rítmicos en el pecho en cada ciclo de extracción?
		¿Sientes que el pecho se vacía por completo?
		¿Tu pezón está libre de dolor?
		¿Todavía queda espacio entre la punta del pezón y el final del túnel del pezón durante la extracción de leche?

Todas las respuestas deben ser **SÍ**, lo que indica que el tamaño de embudo y la potencia de succión del motor son correctos. Si no es así, consulte a su especialista en lactancia o deje de usar los productos de Maymom para evitar más molestias.



FR



+

**EC REP**

EC REP SERVICES SL
Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain
ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409