


## Kompatibilitet

Bred  
Mun  
Version




Flaskkompatibilitet



Avent Classic Avent Natural spectra

Mamma

Standard  
Version



Flaskkompatibilitet



Life Factory Ameda

Medela

Dr Browns Maymom



maymom bottle  
ASIN: B07JFG6K68

# Kompatibel pump



Bred mun



S1



S2



9+



Standard II

eller



Standard



Pump in Style Symphony



Lactina



Svänga

## Certifikat

- Registrerad hos US FDA som klass II medicinsk utrustning, bröstpumpssats. Registreringsnr D192499.
- Följ FDA-kraven för behållare som kommer i kontakt med livsmedel (21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)
- BPA-fri (EN 14350-2:2004 klausul 4.8.)

## Felsökning (för Pano / Comfy Series Flange)

Om du tycker att den mjuka kanten är deformerad, oroa dig inte. Det beror troligen på långvarig kompression under frakt. Doppa bara delen helt i kokande vatten i 5 min och låt den sedan svalna med hela den mjuka kanten nedåt på en plan yta. Den ska återgå till sin normala form.

## Rengöring

### Före rengöring, lossa skärmen från baskontakten.

Före första användningen och en gång dagligen:

- Ta isär alla delar, rengör med varmt tvålsvatten och skölj rent.
- Koka delarna i kokande vatten i 3 minuter.

Efter varje användning:

- Demontera, rengör och skölj delarna i varmt vatten. Lufttorka helt.



Se till att ha mycket vatten i grytan.



Kanten på grytan utan vatten blir överhettad och det kommer att smälta plasten.

## Kundservice

✉ CS@maymom.com

🌐 <http://maymom.com/>

☎ +1 919 4535168

📍 Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Tillverkad i Taiwan

## Produktinformation

Modell **M012-(t)B / S012W-B / MP012 / SP012 / MP012F / MP012FP**

Material **PP / PP+TPE** Värmebeständig 110o C (230o F)

Hållbarhet 5 år (Från direkt solljus)

Mfr. Datum 6 augusti 2024

\*Ameda är ett registrerat varumärke som tillhör Ameda INC. Corp. Maymom är inte ansluten till Ameda och inte heller rekommenderar Ameda produkten.

\*Avent är ett registrerat varumärke som tillhör Philips NL. Maymom är inte ansluten till Philips och Philips rekommenderar inte heller produkten.

\*Medela är ett registrerat varumärke som tillhör Medela Holding AG, Schweiz. Maymom är inte ansluten till Medela och Medela rekommenderar inte heller produkten.

\*Spectra är ett registrerat varumärke som tillhör Uzinmedicare co. Maymom är inte ansluten till Uzinmedicare och Spectra rekommenderar inte heller produkten.




## Installation

Tryck försiktigt och symmetriskt in ventilen på bröstskölden. Tryck **INTE** in den för hårt eftersom det kommer att göra borttagningen mycket svår. Men om den inte är tillräckligt tät kan det finnas luftläckage. Förlust av sugkraft kommer att inträffa.




Rätta  
Installation



Logotyp och mambrane är vända åt samma håll



Felaktig  
Förlust av sug




Felaktig  
Mjölk kan backa upp

## Borttagning

Ta först bort membranet från ventilen (se TIPS nedan) och sedan:

- Håll bröstskölden hårt med en av dina handflator
- Vicka ventilen åt vänster och höger tills du känner att den är lös.
- Vrid och vrid ventilen och dra av den.

**TIPS:** Att ta bort membranet genom att trycka ut det från insidan av ventilen istället för att dra av det från utsidan kan förlänga livslängden på det.



## Korrekt orientering av kontrollmembranet



Användbar



Användbar även med ett litet mellanrum



Felaktig orientering för kontroll.  
Ingen pumpar i denna position (ligger).

## Membran & ventilvård



Låt **INTE** bröstmjölken torka ut mellan ventilen och bröstskyddet.  
Torkad mjölk kan fungera som lim!



Handtvätt membranet noggrant. Dra eller sträck **INTE**.

Denna produkt är föremål för slitage. För optimal prestanda bör du byta ut en ny när du upptäcker slitna och trasiga membran.



Kundtjänst:

CS@maymom.com




Produktionsdatum:  
7 JUL 2024

## Storleksguide för bröstsköld


Bröstpumpning ska inte vara smärtsamt och obekvämt om du har rätt storlek på bröstskydd OCH rätt motoreffektinställning. Denna instruktion visar hur du väljer rätt storlek på bröstskölden. Beträffande sugeffekten, se din pumpmanual.

- 1 Mät din bröstvårts diameter (N) **EFTER** ett pumppass.  
Du kan besöka [www.maymom.com/nippleruler](http://www.maymom.com/nippleruler) för en gratis nippelinjal.
- 2 Vi föreslår att du börjar prova en bröstskydd storlek (B) som är 1-2 mm större än din nippeldiameter. Om du mäter din bröstvårts diameter **INNAN** ett pumppass kan vi bara uppskatta att bröstsköldens storlek bör vara 2-5 mm större än din bröstvårts diameter.



### Rätt PASSFORM


Bröstvårtan rör sig lätt utan smärta.



### Bröstsköld är för stor

Bröstvårtan och överdriven värtgården dras in i tunneln.


Prova en mindre storlek.



### Bröstsköld är för liten

Bröstvårtan skaver längs sidan av tunneln och orsakar obehag.


Prova en större storlek.



### Bröstsköld är för kort

Bröstvårtan träffar tunneln.

Prova en längre eller mindre storlek.



- 3 Centrera bröstvårtan i tunneln på bröstskölden.  
Börja nu pumpa och kontrollera följande punkter:

JA	NEJ	Fråga?
		Rör sig din bröstvårta fritt i tunneln?
		Dras ingen eller endast mycket liten vävnad från värtgården in i bröstsköldens tunnel?
		Känner du igen mjuka, rytmiska rörelser i bröstet vid varje pumpcykel?
		Känner du hur bröstet töms överallt?
		Är din bröstvårta fri från smärta?
		Finns det fortfarande utrymme mellan spetsen på din bröstvårta och änden av bröstvårtans tunnel under pumpning?

Alla svar ska vara **JA** och det indikerar att du har rätt storlek på bröstskölden och korrekt motorsugkraft. Om **INTE**, kontakta din amningskonsulent eller sluta använda Maymoms produkter för att förhindra ytterligare obehag.



FR



+

**EC REP**

**EC REP SERVICES SL**  
**Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain**  
**ecrep-service@hotmail.com**

<b>EN</b>	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
<b>FR</b>	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
<b>DE</b>	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
<b>IT</b>	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
<b>ES</b>	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
<b>PL</b>	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
<b>NL</b>	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
<b>SE</b>	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningrisk.
<b>TR</b>	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
<b>中文</b>	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
<b>JP</b>	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。窒息の危険があります。

Scan for Instruction  
 Rechercher des instructions  
 Nach Anleitung scannen  
 Scansione per istruzioni  
 Escanear para obtener instrucciones  
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji  
 Scannen voor instructies  
 Skanna efter instruktioner  
 Talimat için tarama  
 掃一掃取得使用說明  
 指示をスキャンする

EU Importer  
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,  
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409

