

2 Parçalı Flanş Sistemi

Uyumluluk

Geniş Ağız Sürüm

Kalkan

Geniş ağız Taban Bağlantısı

Şişe Uyumluluğu

Avent Classic Avent Natural spektrumları Maymom

Sterilizasyondan önce parçaları sökün

The diagram illustrates the wide-mouth flange system. It shows a wide-mouth flange (Geniş Ağız Sürüm) with a shield (Kalkan) and a wide-mouth base connection (Geniş ağız Taban Bağlantısı). The system is compatible with Avent Classic, Avent Natural, and Maymom bottles. A warning icon indicates that the parts should be removed before sterilization.

Standart Sürüm

Kalkan

Standart (Dar) Taban Bağlantısı II

veya

Standart (Dar) Taban Bağlantısı

Şişe Uyumluluğu

Yaşam Fabrikası Ameda Medela Dr Brown'ın Maymom'u

maymom bottle
ASIN: B07JFG6K68

The diagram illustrates the standard flange system. It shows a standard flange (Standart Sürüm) with a shield (Kalkan) and a standard (narrow) base connection (Standart (Dar) Taban Bağlantısı II). The system is compatible with Yaşam Fabrikası, Ameda, Medela, Dr Brown's, and Maymom bottles. A QR code is provided for more information about the Maymom bottle.

Uyumlu Pompa



Sertifikalar

- ABD FDA'ya göre II. sınıf tıbbi cihaz, göğüs pompası kit'i olarak kayıtlıdır. Kayıt No. D192499.
- Gıda ile temas eden kaplar için FDA gerekliliklerine uyum (21 CFR 177.1520, 21 CFR177.2600)
- BPA içermez (EN 14350-2:2004 Madde 4.8.)

Sorun Giderme (Pano / Comfy Serisi Flanş İçin)

Yumuşak kenarın deforme olduğunu görürseniz endişelenmeyin. Muhtemelen nakliye sırasında uzun süreli sıkıştırılmadan kaynaklanmaktadır. Parçayı 5 dakika boyunca kaynar suya tamamen daldırın ve ardından yumuşak kenarın tamamı düz bir yüzeyde aşağı bakacak şekilde soğumasını bekleyin. Normal şekline dönmelidir.

Temizlik

Temizlemeden önce kalkanı taban konnektöründen ayırın.

İlk kullanımdan önce ve günde bir kez:

- Tüm parçaları söküp sıcak sabunlu suyla temizleyin ve durulayın.
- Parçaları kaynar suda 3 dakika kadar haşlayın.

Her kullanımdan sonra:

- Parçaları sökün, temizleyin ve ılık suda durulayın. Tamamen kurumaya bırakın.



Tencerede bol su olduğundan emin olun.



Su olmayan tencerenin ağzı aşınır ve plastiği eritecektir.

Müşteri Hizmetleri

CS@maymom.com

http://maymom.com/

+1 919 4535168

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Tayvan'da üretilir

Ürün Bilgileri

Örnek M012-(t)B / S012W-B / MP012 / SP012 / MP012F / MP012FP

Malzeme PP / PP+TPE Isıya dayanıklı 110o C (230o F)

Raf ömrü 5 yıl (Doğrudan güneş ışığından uzak)

Üretici Tarihi 6 Ağustos 2024

*Ameda, Ameda INC. Corp.'ün tescilli ticari markasıdır. Maymom, Ameda ile bağlantılı değildir ve Ameda da ürünü onaylamaz.

*Avent, Philips NL'nin tescilli ticari markasıdır. Maymom, Philips ile bağlantılı değildir ve Philips de ürünü onaylamaz.

*Medela, Medela Holding AG, İsviçre'nin tescilli ticari markasıdır. Maymom, Medela ile bağlantılı değildir ve Medela ürünü onaylamaz.


*Spectra, Uzinmedicare co.'nun tescilli markasıdır. Maymom, Uzinmedicare ile bağlantılı değildir ve Spectra da ürünü onaylamaz.



Göğüs Kalkanı Boyut Seçim Kılavuzu


Doğru boyutta meme kalkanınız ve doğru motor gücü ayarınız varsa, süt sağma işlemi acı verici ve rahatsız edici olmamalıdır. Bu talimat, doğru boyutta meme kalkanını nasıl seçeceğinizi gösterir. Emiş gücü için lütfen pompa kılavuzunuza bakın.

1. Pompalama seansından SONRA meme ucu çapınızı (N) ölçün .
Ücretsiz meme ucu [cetveli için www.maymom.com/nippleruler](http://www.maymom.com/nippleruler) adresini ziyaret edebilirsiniz .
- 2 1-2 mm'lik bir kırılma kalkanı boyutunu (B) denemeye başlamanızı öneririz
meme ucu çapınızdan daha büyük. Meme ucu çapınızı pompalama seansından ÖNCE ölçerseniz , meme kalkanı boyutunun meme ucu çapınızdan yalnızca 2-5 mm daha büyük olması gerektiğini tahmin edebiliriz.



Doğru UYUM


Meme ucu ağrısız,
rahat hareket ediyor.



Göğüs kalkanı
çok büyük

Meme ucu ve aşırı
areola tünel içine
doğru çekilir.


Daha küçük bir beden deneyin.



Göğüs kalkanı
çok küçük

Meme ucu tünel
kenarına
sürtünerek rahatsızlık
yaratır.

Daha büyük bir beden deneyin.



Göğüs kalkanı
çok kısa

Meme ucu tünel
ucuna çarpıyor.

Daha uzun veya daha
küçük bir beden deneyin.



- 3 Meme ucunu meme başlığının tüneline yerleştirin.

Şimdi pompalamaya başlayın ve aşağıdaki noktaları kontrol edin:

EVET	HAYIR	Soru?
		Meme ucunuz tünel içerisinde rahatça hareket ediyor mu?
		Areolanın dokusu meme ucu tüneline hiç mi çekilmiyor yoksa çok az mı çekiliyor?
		Her pompalama döngüsünde göğüste nazik, ritmik hareketler fark ediyor musunuz?
		Göğsünüzün her yerinden boşaldığını mı hissediyorsunuz?
		Meme ucunuz ağrımıyor mu?
		Pompalama sırasında meme ucu ile meme tünelinin sonu arasında hala boşluk var mı?


Tüm cevaplar **EVET** olmalı ve bu, doğru meme kalkanı boyutuna ve doğru motor emiş gücüne sahip olduğunuzu gösterir. DEĞİLSE, lütfen emzirme danışmanınıza danışın veya daha fazla rahatsızlığı önlemek için Maymom ürünlerini kullanmayı bırakın.

Kurulum


Valfi meme kalkanına nazikçe ve simetrik bir şekilde itin. Çok sert **itmeyin**, çünkü bu çıkarmayı çok zorlaştıracaktır. Ancak, yeterince sıkı değilse hava kaçağı olabilir. Emiş gücünde kayıp meydana gelecektir.



Doğru
Kurulum



Logo ve mambrane aynı
yöne bakıyor



Yanlış
Emiş gücü kaybı




Yanlış
Süt geri gelebilir

Kaldırma

Öncelikle valfin membranını çıkarın (aşağıdaki İPUCU'na bakın) ardından:

- (A) Göğüs kalkanını avuçlarınızdan biriyle sıkıca tutun
- (B) Vanayı gevşek hissedene kadar sağa ve sola doğru sallayın.
- (C) Vanayı çevirip çıkarın.



İPUCU: Membranı dışarıdan çekerek çıkarmak yerine, valfin içinden iterek çıkarmak, valfin ömrünü uzatabilir.


Kontrol Membranının Doğru Yönlendirilmesi



Kullanılabilir



Küçük bir boşlukla bile kullanılabilir



Kontrol için yanlış yönlendirme.
Bu pozisyonda kimse pompalamıyor
(yatarak).

Membran ve Valf Bakımı



Anne sütünün valf ile meme ucu arasında kurumasına izin VERMEYİN .
Kurutulmuş süt tutkal gibi etki gösterebilir!



Membranı dikkatli bir şekilde elde yıkayın. **ÇEKMEYİN** veya GERMEYİN.

Bu ürün aşınma ve yıpranmaya tabidir. En iyi performans için, aşınmış ve yırtılmış membran tespit ettiğinizde yenisiyle değiştirmelisiniz.



Müşteri hizmetleri:
CS@maymom.com



Üretim tarihi:
7 TEMMUZ 2024



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409