

2 Parçalı Flanş Sistemi

Uyumluluk

Geniş Ağız Sürüm

Kalkan

Geniş ağız Taban Bağlantısı

Şişe Uyumluluğu

Avent Classic Avent Natural spektrumları Maymom

Sterilizasyondan önce parçaları sökün

The diagram illustrates the wide-mouth flange system. It shows a wide-mouth flange (Geniş Ağız Sürüm) with a shield (Kalkan) and a wide-mouth base connection (Geniş ağız Taban Bağlantısı). The system is compatible with Avent Classic, Avent Natural, and Maymom bottles. A warning icon indicates that the parts should be removed before sterilization.

Standart Sürüm

Kalkan

Standart (Dar) Taban Bağlantısı II

veya

Standart (Dar) Taban Bağlantısı

Şişe Uyumluluğu

Yaşam Fabrikası Ameda Medela Dr Brown'ın Maymom'u

maymom bottle
ASIN: B07JFG6K68

The diagram illustrates the standard flange system. It shows a standard flange (Standart Sürüm) with a shield (Kalkan) and a standard (narrow) base connection (Standart (Dar) Taban Bağlantısı II). The system is compatible with Yaşam Fabrikası, Ameda, Medela, Dr Brown's, and Maymom bottles. A QR code is provided for more information, with the ASIN B07JFG6K68.



Sertifikalar

- ABD FDA'ya göre II. sınıf tıbbi cihaz, göğüs pompası kiti olarak kayıtlıdır. Kayıt No. D192499.
- Gıda ile temas eden kaplar için FDA gerekliliklerine uyum (21 CFR 177.1520, 21 CFR177.2600)
- BPA içermez (EN 14350-2:2004 Madde 4.8.)

Sorun Giderme (Pano / Comfy Serisi Flanş İçin)

Yumuşak kenarın deforme olduğunu görürseniz endişelenmeyin. Muhtemelen nakliye sırasında uzun süreli sıkıştırmadan kaynaklanmaktadır. Parçayı 5 dakika boyunca kaynar suya tamamen daldırın ve ardından yumuşak kenarın tamamı düz bir yüzeyde aşağı bakacak şekilde soğumasını bekleyin. Normal şekline dönmelidir.

Temizlik

Temizlemeden önce kalkanı taban konnektöründen ayırın.

İlk kullanımdan önce ve günde bir kez:

- Tüm parçaları sökün sıcak sabunlu suyla temizleyin ve durulayın.
- Parçaları kaynar suda 3 dakika kadar haşlayın.

Her kullanımdan sonra:

- Parçaları sökün, temizleyin ve ılık suda durulayın. Tamamen kurumaya bırakın.



Tencerede bol su olduğundan emin olun.



Su olmayan tencerenin ağız aşırı ısınır ve plastiği eritecektir.

Müşteri Hizmetleri

CS@maymom.com
http://maymom.com/
+1 919 4535168
Maymom, LLC 3 Laurel Leaf Ct Durham, NC 27703

Tayvan'da üretilir

Ürün Bilgileri

Örnek M012-(t)B / S012W-B / MP012 / SP012 / MP012F / MP012FP
Malzeme PP / PP+TPE İsyaya dayanıklı 110o C (230o F)
Raf ömrü 5 yıl (Doğrudan güneş ışığından uzak)
Üretim Tarihi 12 Haz 2024



Sertifikalar

- ABD FDA'ya göre II. sınıf tıbbi cihaz, göğüs pompası kiti olarak kayıtlıdır. Kayıt No. D192499.
- Gıda ile temas eden kaplar için FDA gerekliliklerine uyum (21 CFR 177.1520, 21 CFR177.2600)
- BPA içermez (EN 14350-2:2004 Madde 4.8.)

Sorun Giderme (Pano / Comfy Serisi Flanş İçin)

Yumuşak kenarın deforme olduğunu görürseniz endişelenmeyin. Muhtemelen nakliye sırasında uzun süreli sıkıştırmadan kaynaklanmaktadır. Parçayı 5 dakika boyunca kaynar suya tamamen daldırın ve ardından yumuşak kenarın tamamı düz bir yüzeyde aşağı bakacak şekilde soğumasını bekleyin. Normal şekline dönmelidir.

Temizlik

Temizlemeden önce kalkanı taban konnektöründen ayırın.

İlk kullanımdan önce ve günde bir kez:

- Tüm parçaları sökün sıcak sabunlu suyla temizleyin ve durulayın.
- Parçaları kaynar suda 3 dakika kadar haşlayın.

Her kullanımdan sonra:

- Parçaları sökün, temizleyin ve ılık suda durulayın. Tamamen kurumaya bırakın.



Tencerede bol su olduğundan emin olun.



Su olmayan tencerenin ağız aşırı ısınır ve plastiği eritecektir.

Müşteri Hizmetleri

CS@maymom.com
http://maymom.com/
+1 919 4535168
Maymom, LLC 3 Laurel Leaf Ct Durham, NC 27703

Tayvan'da üretilir

Ürün Bilgileri

Örnek M012-(t)B / S012W-B / MP012 / SP012 / MP012F / MP012FP
Malzeme PP / PP+TPE İsyaya dayanıklı 110o C (230o F)
Raf ömrü 5 yıl (Doğrudan güneş ışığından uzak)
Üretim Tarihi 6 Ağustos 2024





FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409