

Maia, LLC

3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com

☎ +1 919 4535168

🏠 <http://maymom.com>

Fatto a Taiwan

## Informazioni sul prodotto

Modello **XP024-2M.w**

Materiale Silicone puro

Resistente al calore 120 ° C (250 ° F)

Durata di conservazione 5 anni (Lontano dalla luce solare diretta)

Data del produttore 19 AGOSTO 2024



Modello EH **XP024-2M.w**

Codice EAN 4713530091146

# (X001WGKBFL)

X001WGKBFL

Maymom Silicone Memb...o Spectra Pump Part NUOVO



**WARNING:  
POTENTIAL HAZARD**  
This is not a toy,  
keep it away from children.



**WARNING:  
CHOKING HAZARD**  
Small parts.  
Not for children under 3yrs.

\*SPECTRA e il logo SPECTRA sono marchi registrati di Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA e Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom non è affiliata a loro né avallano le affermazioni sul prodotto e sulla compatibilità.

maymom®  
care for each mom

## Membrana in silicone

adatto per il protettore antiriflusso speCtra


- Silicone puro
- Ripristinare la potenza di aspirazione



Produttore Data 3 LUGLIO 2024

## Installazione

1. Inserire la cassa interna nella membrana in silicone, quindi inserire il gruppo nella cassa esterna per formare la protezione antiriflusso (BP).
2. La membrana è solo una parte dell'intero dispositivo di protezione contro il riflusso.  
Per farlo funzionare servono anche altre parti, ad esempio la cassa esterna o quella interna.



## Compatibilità



- Questa membrana è compatibile con il nuovo tipo di protezione antiriflusso Spectra.
- NON può essere utilizzato con il vecchio tipo di speCtra (vedere le foto sopra).
- Si adatta anche ai dispositivi di protezione antiriflusso a stelo lungo e corto Maymom.

## Pulito

1. Prima di utilizzare per la prima volta, far bollire i componenti in acqua per 5 minuti.
2. Dopo ogni utilizzo, pulire con acqua calda e sapone, risciacquare e lasciare asciugare all'aria.
3. Dopo ogni utilizzo, staccare, lavare a mano e asciugare la membrana il prima possibile per evitare la formazione di muffa.

Adatto per speCtra S1/S2/9 e  
Tiralatte Philips AVENT Comfort

## Istruzioni

### Prima del primo

**utilizzo:** pulire la valvola in acqua bollente o a vapore per 3-5 minuti.



### Dopo ogni utilizzo:

Puliscilo con acqua calda e poi lascialo asciugare all'aria.  
Sterilizzare in acqua bollente o a vapore, se necessario.

### Installazione: vedere le foto sotto



Philips Avent

### Rimozione speCtra :

Quando si estrae la valvola dalla flangia, ***NON afferrarla MAI dall'apertura centrale.***

Tiratela via dal gambo laterale. In questo modo non danneggerete la zona fragile della valvola.

### Pulizia:

Non inserire mai alcun oggetto nell'apertura della valvola per pulirla. Ciò potrebbe strappare o allungare la parte, con conseguenti scarse prestazioni.



## Risoluzione dei problemi

Quando non c'è aspirazione, verificare che la punta della valvola non sia danneggiata o strappata e che non vi siano detriti o corpi estranei. particelle tra le due labbra della valvola.

Anche un piccolo capello può causare una perdita di potenza di aspirazione. Tuttavia, è accettabile vedere una piccola apertura (<0,4 mm) sulla punta quando non è in uso.

Questo prodotto è conforme agli standard FDA per la plastica destinata al contatto con gli alimenti.

I report sono disponibili online.

## Specifiche

Materiale: silicone (-15o F - 250o F)

Modello: P005.2G

Durata di conservazione: 10 anni

Data di produzione: 12 settembre 2024



Fatto a Taiwan

## Assistenza clienti

Maymom, LLC 3

Laurel Leaf CT Durham, NC 27703 +1 919



4535168



CS@maymom.com



<http://maymom.com/>



**WARNING:  
CHOKING HAZARD**

Small parts.  
Not for children under 3yrs.



**WARNING:  
POTENTIAL HAZARD**

This is not a toy,  
keep it away from children.



silicone

\*Avent è un marchio registrato di Philips NL.

Maymom non è affiliata a Philips e Philips non ne approva il prodotto.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction  
 Rechercher des instructions  
 Nach Anleitung scannen  
 Scansione per istruzioni  
 Escanear para obtener instrucciones  
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji  
 Scannen voor instructies  
 Skanna efter instruktioner  
 Talimat için tarama  
 掃一掃取得使用說明  
 指示をスキャンする

EU Importer  
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,  
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409