

# Tubos para speCtra

- Se adapta a las bombas speCtra S1/S2
- 100% compatibilidad · Libre de BPA y DEHP
- 42 pulgadas de largo

Material	Silicona
A prueba de calor	-10-120 °C (15-250 °F)
Duración	10 años (Lejos de la luz solar directa)
Modelo Nro.	S001.55-105 Plata



## Instrucciones de uso

### Limpio

El tubo no está esterilizado, pero está limpio. Puedes usarlo tal como está.  
La leche no entrará en contacto con el tubo.

No es necesaria la esterilización. Si el tubo se ensucia, utilice una toalla húmeda para limpiar el polvo.

### Usar

- Inserte un extremo del tubo en la bomba y el otro extremo en el extremo pequeño del protector antirreflujo.
- Si el extremo del tubo se afloja después de un período de uso, corte aproximadamente 1/8 de pulgada del extremo. Volverá a quedar como nuevo.

### Solución de problemas

#### Baja potencia de succión –

Hay muchos factores que pueden provocar una baja potencia de succión.

Por favor verificar si

- se debe reemplazar el pico de pato (o pequeña membrana blanca);
- la válvula amarilla (en caso de que esté usando la brida Medela o Maymom) esté instalada de acuerdo con sus instrucciones;
- hay alguna grieta en todo el sistema;
- el diafragma blanco del protector antirreflujo se mueve hacia adelante y hacia atrás libremente;
- hay algún daño en los tubos (a las mascotas les encanta morderlos);

El extremo del tubo está suelto.

### Cuidado

El tubo no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños y las mascotas.

No deje el producto en el automóvil durante un período prolongado.  
Las condiciones climáticas extremas podrían dañar los tubos.

No utilice rayos UV ni vapor para esterilizar las piezas.

(A)



No utilizar No utilizar UV  
bolsa de vapor



Evitar que  
las mascotas muerdan



ADVERTENCIA:  
PELIGRO DE ASFIXIA  
Píccas atrapadas.  
No apto para niños menores de 3 años.



#### Servicio de atención al cliente de Maymom

CS@maymom.com  
+1 919 4535168

http://maymom.com/

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, Carolina del Norte 27703

## Protector contra reflujo



Ensamblaje de productos  
Video

## Bomba compatible



espectro 9+




espectro S2



espectro S1

## Conexión de brida



El espacio no es un defecto. El conector de brida Maymom tiene doble función.  
Se conecta a 1.


Protector antirreflujo Spectra

2. Tubo con estilo para extractor de leche Medela

## Instalación y desinstalación




**GIRE** el protector antirreflujo para insertarlo/retirarlo en/fuera de la brida



**NO** tire ni empuje con fuerza

**NO lo empuje hasta el fondo.** No es un defecto ver un espacio entre la brida Maymom y el protector.



## Limpieza

Antes del primer uso y una vez al día:

- Desmontar todas las piezas, limpiarlas con agua caliente y jabón y enjuagar.
- Hervir las piezas en agua hirviendo durante 3 minutos.



Asegúrese de tener suficiente agua en la olla.



El borde de la olla sin agua se calentará demasiado y derretirá el plástico.

Después de cada uso:


- Desmontar, limpiar y enjuagar las piezas con agua tibia. Dejar secar al aire por completo.

Apto para microondas

Apto para lavavajillas en rejilla superior.


## Asamblea

- Coloque el diafragma de silicona en la carcasa interior. Asegúrese de que encaje de forma segura alrededor del borde.
- Coloque la caja exterior encima del diafragma.
- Presione el borde del diafragma de silicona Por lo que está alineada con las carcassas interna y externa.



## Desmontaje


- Sujete la carcasa interior con una mano.
- Tire del nodo ABIERTO en la carcasa exterior para separar las 2 piezas.




## Retirada de tubos



Mueva el tubo para quitarlo.  
(Mantiene una vida útil más larga)



**NO** tire para retirar el tubo



## Servicio al cliente



CS@maymom.com



<http://maymom.com/>



+1 919 4535168



Maymom, LLC 3

Laurel Leaf CT Durham, Carolina del Norte 27703

**maymom**  
care for each mom

Hecho en Taiwán

## Información del producto

Modelo **X024-2sBfp**

Material Polipropileno (PP), silicona

A prueba de calor 110°C (230°F)

Duración 5 años (lejos de la luz solar directa)

Fecha de fabricación: 8 de mayo de 2024




\*Medela es una marca registrada de Medela Holding AG, Suiza. Maymom no está afiliada a Medela y Medela no respalda el producto ni sus afirmaciones de compatibilidad.

\*SPECTRA y el logotipo de SPECTRA son marcas comerciales registradas de Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA y Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom no está afiliada a ellos ni respalda el producto ni las afirmaciones de compatibilidad.


# ¿Aparece y deja caer el pico de pato?

Asegúrese de que las dos áreas rosadas NO tengan residuos de leche y estén secas antes de la instalación para evitar que se despeguen. (Ver instrucciones para más detalles)




S001W-3.4.5en1

## ¡¡¡Precaución!!!



**DOBLAR**

para insertar/retirar el protector antirreflujo dentro/fuera de la brida.



**NO**

Roca, empujar hacia adentro o sacar hacia afuera con fuerza. Se producirá una grieta.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction  
 Rechercher des instructions  
 Nach Anleitung scannen  
 Scansione per istruzioni  
 Escanear para obtener instrucciones  
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji  
 Scannen voor instructies  
 Skanna efter instruktioner  
 Talimat için tarama  
 掃一掃取得使用說明  
 指示をスキャンする

EU Importer  
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,  
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409