

Tube pour spectra

• Convient aux pompes spectra S1/S2

• 100% de compatibilité • Sans
BPA ni DEHP

• 42 pouces de long

Matériel	Silicone
Résistant à la chaleur	-10 - 120°C (15-250°F)
Durée de conservation	10 années (À l'abri de la lumière directe du soleil)
Modèle n°	S001.55-105Sil



Mode d'emploi

Faire le mélange

Le tube n'est pas stérile mais il est propre. Vous pouvez l'utiliser tel quel.
Le lait n'entrera pas en contact avec le tube.

La stérilisation n'est pas nécessaire. Si le tube est sale, utilisez une serviette humide pour essuyer la poussière.

Utiliser

- (A) Insérez une extrémité du tube dans la pompe et l'autre extrémité dans la petite extrémité du dispositif anti-retour.
- (B) Si l'extrémité du tube se desserre après une période d'utilisation, coupez-la sur environ 1/8 de pouce. Elle redeviendra comme neuve.

Dépannage

Faible puissance d'aspiration –

De nombreux facteurs peuvent conduire à une faible puissance d'aspiration.

Veuillez vérifier si

- le bec de canard (ou petite membrane blanche) doit être remplacé ;
- la valve jaune (si vous utilisez une bride Medela ou Maymom) est installée conformément à ses instructions ;
- il y a une fissure dans l'ensemble du système ;
- le diaphragme blanc du dispositif anti-retour se déplace librement d'avant en arrière ;
- il y a des dommages au niveau du tube (les animaux domestiques adorent mâcher le tube) ;
- L'extrémité du tube est lâche.

Soins

Le tube n'est pas un jouet. Gardez le tube hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Ne laissez pas le produit dans la voiture pendant une longue période.
Les conditions météorologiques extrêmes pourraient endommager les tubes.

N'utilisez pas d'UV, de vapeur pour stériliser les pièces.

(UN)



Ne pas utiliser Ne pas utiliser d'UV
sac à vapeur



Éviter les
animaux de compagnie de mâcher



Service client Maymom

CS@maymom.com
+1 919 4535168

http://maymom.com/

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

*SPECTRA et le logo SPECTRA sont des marques déposées de Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA et Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom n'est pas affiliée à ces sociétés et n'approuve pas les produits de Maymom ni leurs déclarations de compatibilité.

Protecteur anti-retour



Assemblage du produit
Vidéo

Pompe compatible



Spectre 9+




Spectres S2



Spectres S1

Raccord à bride



L'écart n'est pas un défaut. Le connecteur à bride Maymom est à double fonction.


Il se connecte à

1. Protecteur anti-retour Spectra
2. Tube de pompe Medela avec style

Installation et retrait



TOURNEZ le protecteur anti-retour pour l'insérer/le retirer dans/hors de la bride



NE PAS tirer/pousser avec force

NE PAS le pousser complètement. Ce n'est pas un défaut de voir un espace entre la bride Maymom et le protecteur.



Nettoyage

Avant la première utilisation, et une fois par jour :

- Démontez toutes les pièces, nettoyez à l'eau chaude savonneuse et rincez.
- Faire bouillir les pièces dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes.



Assurez-vous d'avoir beaucoup d'eau dans le pot.



Le bord du pot sans eau surchauffera et fera fondre le plastique.

Après chaque utilisation :


- Démontez, nettoyez et rincez les pièces à l'eau tiède. Sécher complètement à l'air libre.

Compatible micro-ondes

Lavable au lave-vaisselle (panier supérieur)


Assemblée

- UN. Placez le diaphragme en silicone dans le boîtier intérieur. Assurez-vous qu'il s'adapte parfaitement autour du bord
- B. Placez le boîtier extérieur sur le dessus du diaphragme.
- C. Appuyez sur le bord du diaphragme en silicone il est donc au même niveau que les boîtiers extérieur et intérieur.



Démontage


- Tenez le boîtier intérieur d'une main.
- Tirez le nœud OPEN sur le boîtier extérieur pour séparer les 2 pièces.




Retrait de la tubulure



Remuez le tube pour le retirer.
(Maintenir une durée de vie plus longue)



NE PAS tirer pour retirer le tube



Service client



CS@maymom.com



<http://maymom.com/>



+1 919 4535168



Maymom, LLC
3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

maymom[®]
care for each mom

Fabriqu      Taiwan

Informations sur le produit

Mod  le X024-2sBfp

Mat  riel Polypropyl  ne (PP), Silicone

R  sistant    la chaleur 110  C (230  F)

Dur  e de conservation 5 ans (   l'abri de la lumi  re directe du soleil)

Fabricant Date 8 mai 2024




*Medela est une marque d  pos  e de Medela Holding AG, Suisse. Maymom n'est pas affili  e    Medela et Medela n'approuve pas le produit ni les all  gations de compatibilit  .

*SPECTRA et le logo SPECTRA sont des marques d  pos  es de Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA et Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom n'est pas affili  e    eux et n'approuve pas les all  gations relatives au produit et    la compatibilit  .


Bec de canard Pop/Drop Off ?

Assurez-vous que les deux zones roses n'ont AUCUN résidu de lait et sont sèches avant l'installation pour éviter qu'elles ne se détachent.
(Voir les instructions pour plus de détails)




S001W-3.4.5in1

Prudence!!!



TOURNER

pour insérer/retirer le dispositif anti-retour dans/hors de la bride.



NE PAS

Rocher, pousser/tirer avec force. Une fissure se produira.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409