

speCtra için borulama

speCtra S1/S2 pompalarına uygundur

%100 uyumluluk BPA ve DEHP

içermez

42 inç uzunluğunda

Malzeme	Silikon
Isiya dayanıklı	-10 - 120°C (15-250°F)
Raf ömrü	10 yıl (Doğrudan güneş ışığından uzak)
Model No.	S001.55-105SİL



Kullanım talimatları

Temiz

Tüp steril değil ama temiz. Olduğu gibi kullanabilirsiniz.
Süt hortumla temas etmeyecektir.

Sterilizasyona gerek yoktur. Borular kirlenirse, tozu silmek için nemli bir havlu kullanın.

Kullanmak

- (A) Borunun bir ucunu pompaya, diğer ucunu da geri akış koruyucusunun küçük ucuna takın.
- (B) Eğer borunun ucu bir süre kullanıldıktan sonra gevşerse, ucundan yaklaşık 1/8 inç kesin. Tekrar yeni gibi olacaktır.

Sorun Giderme

Düşük emiş gücü –

Düşük emiş gücüne yol açabilecek birçok faktör vardır.

Lütfen doğru kullanın

- Ardeğ gagası (veya küçük beyaz zar) değil tirilecek;
- Sarı vana (Medela veya Maymom flanş kullanıyorsanız) talimatlarına uygun şekilde takılır;
- Tüm sistemde bir çatlak varsa;
- Geri akış koruyucusunun beyaz diyaframı serbestçe ileri geri hareket eder;
- Borularda herhangi bir hasar varsa (evcil hayvanlar boruları çiğnemeyi severler);
- Borunun ucu gevşek.

Bakım

- Torba oyuncak değil ildir. Boruyu çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.
- Ürünü uzun süre araç içerisinde bırakmayın.
Aşırı ın hava koşulları borularınıza zarar verebilir.
- Parçaları sterilize etmek için UV, buhar kullanmayın.

(A)



Kullanmayın UV kullanmayın
buhar torbasi



Evcil
hayvanınızın çiğ nemesini önleyin



Maymom Müşteri Hizmetleri

CS@maymom.com
+1 919 4535168

http://maymom.com/

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

*SPECTRA ve SPECTRA Logosu, Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA ve Min Byung Wook DBA Uzinmedicare'in tescilli ticari markalarıdır. Maymom, onlarla bağlantılı değildir ve Maymom'un ürünlerini ve uyumluluk iddialarını onaylamaz.

Spectra Pompaları İçin Maymom® Pompa Seti

speCtra Pompası için Maymom® Göğüş Pompası Seti Setini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Maymom, göğüş pompası aksesuarları ihtiyacınıza yönelik yüksek kaliteli ve güvenli, ancak uygun fiyatlı çözümlerdir.

Sertifikalar



ABD FDA'ya sınıf II tıbbi cihaz, göğüş pompası kiti olarak kayıtlıdır. Kayıt No. D192499.

Gıda ile temas eden kaplar için FDA gerekliliklerine uyum (21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)

BPA içermez (EN 14350-2:2004 Madde 4.8.)

Kitin İçeriği


- ① Geniş Ağız Flanş ı (Göğüş Kalkanı)
- ② Geri Akış Koruyucusu
- ②a 1 ÇKasa
- ②b Silikon Diyafram
- ②c Dış Kasa
- ③ Borulama
- ④ Ördek Gagası Vanası

Uyumlu Parçalar
Ancak bu sette bulunmayabilir




Backflow Koruyucu Tertibatı

- A. Silikon Diyaframı 1 ÇKasaya Yerleş tirin.
Jantın etrafına güvenli bir şekilde oturduğundan emin olun
- B. Dış Kasayı Diyaframın üstüne yerleş tirin.
- C. Silikon Diyaframın kenarına bastırın, böylece aynı hizadadır. olur
Hem Dış hem de 1 ÇKılıflarla.



Backflow Koruyucu Sökme

- A. 1 ÇKılıfı bir elinizle tutun.
- B. Dış Kasa üzerindeki ağız düğümüne çekerek 2 parçayı ayırın.



Backflow Koruyucu Kurulumu ve Sökümü

Montaj: Geri akış koruyucusunu çevirin ve bağ lantı sıkılaştır ana kadar takın.


Tamamen içeri itmeyin.

Flanş ile koruyucunun arasında ufak bir boşluk olması normaldir.


Kaldırmak: Geri akış koruyucusunu hafifçe çevirin. Dönüş ile birlikte koruyucu da kayarak çıkacaktır.



Geri akış koruyucusunu hafifçe saat yönünün tersine çevirin.






Koruyucuyu sertçe **sallamayın** veya tamamen içeri itmeye çalışmayın, aksi takdirde koruyucunun sapı kırılabilir.



EK

Vanayı flanşa **simetrik olarak** takı n (Bkz. Fotoğraf A).

Eğer büyük bir aç k boşluk görürseniz (Bkz. Fotoğraf B), bu durum emiş kaybı na yol açabilir. Lütfen valfin ağı na, boşluk 0,5 mm'den küçük olana kadar bastı rı n.



Ayrı lma

Ördek gagası nı n iki düz kenarı nı dip kı smı na yakı n bir yerden tutun ve yana doğru çekin.




İnce uçları ÇEKMEYİN


Koruyucunun Boruları nı n Çı karı lması



Boruyu oynatmak suretiyle çı karı n (Daha uzun ömür sağlar)



Lütfen Boruyu çı karmak için ÇEKMEYİN .



Temizlik

İlk kullanı mdan önce ve günde bir kez:

Boruları YIKAMAYIN.

Diğer tüm parçaları söküp sabunlu suyla temizleyin ve ılı k suda durulayı n. Parçaları kaynar suda 3-4 dakika haşlayı n.

Her kullanı mdan sonra:

Tüpü YIKAMAYIN . Hava ile kurutun. Kirlenirse Tüpü değiştirin.

Parçaları sökün, temizleyin ve ılı k suda durulayı n.

Dudak bölgesinde 0,5 mm'den (5 adet fotokopi kağı dı nı n kalı nlı ğı ndan) fazla boşluk varsa ördek gagası nı değiştirin.

Uygun olmayan temizleme, saklama ve kullanı m yöntemleri ürüne zarar verebilir.



Tencerede bol su olduğundan emin olun.



Su doldurulmayan tencerenin ağı aş ı rı ı s ı nı r ve plastiği eritir.

Sorun Giderme

A. Bağlantı yerindeki boru gevşektir - yeni bir boru için sağdaki grafiği takip edin.

B. Düşük veya hiç emiş gücü yok —


Pompalama döngüsü r as ı nda şeklini hemen geri kazanamı yorsa Silikon Diyaframı değiştirin.

Ördek gagası nı takmayı unutmayı n (birçok yeni anne bunu unutur)

Dudak bölgesinde 0,5 mm'den fazla boşluk varsa ördek gagası nı değiştirin.

Ancak pompalama seansı ndan hemen sonra daha büyük bir boşluk görmek normaldir.

Ördek gagası gerilmediğinde aralı k giderek küçülmelidir.



Burunun ucundan 1/8 inçlik bir parçayı kestiginizde, burununuz tekrar yepyeni olacaktır r.

Uyarı ---Çocuğunuzun Güvenliği ve Sağlı ğı İçin

Ürünü her zaman yetişkin gözetiminde kullanı n.

Bebeğinizi beslemeden önce mutlaka mama s ı caklı ğı nı kontrol edin.

Sı vı ları n sürekli ve uzun süre emilmesi dış çürümesine neden olur.

Bu ürün bir oyuncak DEĞİLDİR. Kullanı lmayan tüm bileşenleri çocukları n erişemeyeceği yerlerde saklayı n.

Müşteri Hizmetleri

CS@maymom.com
http://maymom.com/
+1 919 4535168

Maymom LLC, 3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703



Tayvan'da üretildi

Modeli: S001W.55-2F(D).2sBfp**

*Avent, Koniklijke Philips N'rin tasarı mci ticari markası dır r.
**Amneda, Amneda INC. Corp'un tasarı mci ticari markası dır r.
***Medela, Medela Holding AG, Inc.'nin tasarı mci ticari markası dır r.
****SPECTRA ve SPECTRA Logos, Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA ve Min Byung Wook DBA Uzzimedicane'nin tasarı mci ticari markaları dır r.
Maymom bu şirketlerle bağlant ı değildir ve ürün ve uyumluluk iddiaları nı onaylamaz.

Kaymaz O-ring

Üretim kalıbı ve sürecindeki farklılıklar nedeniyle, **spectra** **flanşlarının** tüm dişleri aynı şekilde yapılmamıştır. Flanş ile eşleşen parçaları, örneğin şişeler, süt torbası adaptörü arasındaki bazı uyumlar ve kilitler, istenildiği kadar sıkı değildir. Bu, süt şişelerinin düşmesi gibi bazı olaylara yol açabilir. Bu kaymayı önleyici o-ring, şişelerin düşme olasılığını azaltmaya yardımcı olur.

Ancak bu kaymayı önleyici o-ringi kullanmak **DEĞİLDİR** olmazsa olmaz. Kullanmak istiyorsanız, eşleşen parçaları (süt saklama torbası adaptörü, şişe) vidalamadan önce flanşa yerleştirin (fotoğrafa bakın). İşte bu kadar!



Sorular:

CS@maymom.com

Model Numarası: X032-Fo-513820.b.x2

O-ring kullanımı

OEM speCtra şişesinin kapağını kullanmak istediğinizde sızıntıyı önlemek için TF mavi o-ring yerine bu pembe o-ringi kullanın.




Maymom Şişe Avent Şişe speCtra Şişe

Sorular:
CS@maymom.com

Model Numarası: X132-Fo-534014.m

Ördek Gagası Vanası

Geniş /standart meme kalkanı,
Medela, Hygeia, Spectra, Freemie Açık
Sistem Emekli ve maymom meme kalkanı
için uygundur



Ördek Gagalı Bilgi

- Pompalama seansından sonra ördek gagası valfinin uçları hafifçe açılabilir. Ancak açıklık kademeli olarak kapanacaktır. Bu bir kusur değildir çünkü valf elastik malzemeden yapılmıştır.
- Pompalama sırasında uçlar süt akışına izin vermek için gerilir. Pompalamayı bıraktığınızda uçlar gerilmez ve açıklık bir süre sonra kapanır.
- Kullanılmadığı zaman valfin ucunda küçük bir açıklık görmek sorun değildir.
- Bu ürün aşınma ve yıpranmaya tabidir. En iyi performans için, ördek gagası uçlarınız kullanılmıyorsa ancak 0,5 mm'den büyük bir boşluk varsa, yenisiyle değiştirilmelidir.

Müşteri Hizmetleri

Maymom LLC
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🏠 http://maymom.com

Tayvan'da üretildi

Ürün Bilgileri

Örnek S005-6D, H005-4FD, X117-4Rr2fD, X029W-2Mba2fD
Malzeme Saf silikon
Isiya dayanıklı 120°C (250°F)
Raf ömrü 5 yıl (Doğrudan güneş ışığından uzak)
Üretici Tarihi 19 AĞ USTOS 2024



*SPECTRA ve SPECTRA Logosu, Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA ve Min Byung Wook DBA Uzinmedicare'in tescilli ticari markalarıdır. Maymom, Medela ile bağlantılı değildir ve Medela, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

*Medela, Medela Holding AG, İsviçre'nin tescilli ticari markasıdır. Maymom, Medela ile bağlantılı değildir ve Medela, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

*Freemie, Dao Health'in tescilli ticari markasıdır. Maymom, Dao Health ile bağlantılı değildir ve Dao Health, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

*Hygeia, Hygeia Inc.'in tescilli ticari markasıdır. Maymom, Hygeia ile bağlantılı değildir.



Ördek Gagası Kaldırma


Maymom'un Tasarım Özelliği

Ördek gagasının uçlarını tabanda ve uç alanında farklı kalınlıklarda olacak şekilde tasarlıyoruz. Daha kalın taban, takma ve çıkarma sırasında dayanıklılık içerir. Daha ince uç, pompalama sırasında daha iyi süt akışı ve daha iyi emiş içerir.

Kullanmak

Kurulum

- (A) Vanayı flanşa simetrik olarak takın.
- (B) Eğer büyük bir açık boşluk görürseniz, lütfen boşluk 0,5 mm'den küçük olana kadar valfin kenarına bastırın.



Kaldırma

- (C) Ördek gagasının iki düz kenarını dip kısmına yakın bir yerden tutun ve yana doğru çekin.
- (D) İnce uçları ÇEKMEYİN





speCtra
geniş/standart
boyun



Medela
uyumu



Medela
Maymom
Hygieia'nın



Özgür
Vana tabanı
(Emekli Açık Sistem)



Kişisel uyum
Bağlayıcı




maymom
geniş ağızlı
Bağlayıcı

Ördek gagası patlaması/düşmesi?

Anne sütünden gelen yağ, ördek gagası ve flanş iç kısmını kayganlaştıracak ve yerinden çıkacaktır. Her kullanımdan sonra ördek gagalarını ve

flanşları sıcak sabunlu suyla yıkayın ve kurutun. Gerekirse mutfak sirkesi yağın çözülmesine yardımcı olacaktır.




S2. Düşük Emiş Gücü?

Ördek gagasının ucunu herhangi bir aşınma ve yıpranma açısından kontrol edin. Gerektiğinde değiştirin. Ördek gagalarının iç uçları arasında süt kalıntısı olmadığından emin olun.



S3. Dudaklar arasında boşluk var mı?


Valfin dudakları arasında küçük bir boşluk gördüğünüzde arızalı değildir. Pompa emme ürettiğinde, boşluk kapanacak ve valfler düzgün çalışacaktır.



Küçük Boşluk.
Emiş kaybı yok.

Temiz

- Bulaşık makinesi temizliği YOK.
- İlk kullanımdan önce 3 dakika kaynar suda veya 15 dakika su buharında dezenfekte edin.
- Her kullanımdan sonra, vanaları sıcak sabunlu suyla hafifçe yıkayın. 10-15 saniye boyunca durulayarak temizleyin.
- Küf oluşumunu önlemek için her kullanımdan sonra vanaları mümkün olan en kısa sürede çıkarın, elde yıkayın ve kurutun.



Mikrodalga Güvenli



Tencerede bol su olduğundan emin olun.



Su olmayan tencerenin ağız aşırı ısınır ve plastiği eritecektir.

Maymom 4. Nesil Ördek Gagası



Özellik Güvenli

- ① bir uyum için sağlam taban 2 Tutma için daha
- ② kalın alan Yırtılmaya karşı dayanıklılık için
- ③ güçlendirilmiş uç ve daha geniş ağız.

Amazon ASIN'i:
B07MKDYHVZ



☐ SATIN AL(Beyaz)

5 sayısını seçin

4. Nesil Renkli Ördek Gagalı

Bonus
Ördek gagalı



Amazon ASIN'i:
B08P4D2Q29



☐ SATIN AL(Mavi)

5 sayısını seçin



Amazon ASIN'i:
B08P48J289



☐ SATIN AL(Pembe)

5 sayısını seçin



Amazon ASIN'i:
B08P4F314X



☐ SATIN AL(Turuncu)

5 sayısını seçin


Sorun Giderme

Patlatılan/Bırakılan ördek gagalı balık mı?

Anne sütünden gelen yağ, ördek gagasının ve ağız kısmının kayganlaşmasına ve kopmasına neden olacaktır.

Her kullanımdan sonra ördek gagalarını ve flanşları sıcak sabunlu suyla yıkadığınızdan ve KURUTTUĞUNUZDAN emin olun .

Gerekirse mutfak sirkesi yağın çözülmesine yardımcı olacaktır.



İç mekan
duvar



Yedek süt mü?

Dudakların bir tarafına bastırduğunuzda valfin dudakları arasında bir yarık görebildiğinizi doğrulayın (A). Eğer göremiyorsanız, yarığı açmak için dudakları çevirin (B).




(A)



(B)


Ördek Gagası Pop/Bırakma?

Kurulumdan önce iki pembe alanda süt kalıntısı olmadığından ve patlamayı önlemek için kuru olduğundan emin (Ayrıntılar için talimatlara bakın)




S001W-3.4.5in1

Dikkat!!!



DÖNÜŞ

geri akış koruyucusunu flanşa takmak/
çıkarmak için.



YAPAMAZ

kaya, kuvvetle içeri itin/dışarı
çekin. Çatlak oluşacaktır.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409