


## Ördek Gagası Vanası

Geniş /standart meme kalkanı,  
Medela, Hygeia, Spectra, Freemie Açık  
Sistem Emekli ve maymom meme kalkanı  
için uygundur



## Ördek Gagalı Bilgi

- Pompalama seansından sonra ördek gagası valfinin uçları hafifçe açılabilir. Ancak açıklık kademeli olarak kapanacaktır. Bu bir kusur değildir çünkü valf elastik malzemeden yapılmıştır.
- Pompalama sırasında uçlar süt akışına izin vermek için gerilir. Pompalamayı bıraktığınızda uçlar gerilmez ve açıklık bir süre sonra kapanır.
- Kullanılmadığı zaman valfin ucunda küçük bir açıklık görmek sorun değildir.
- Bu ürün aşınma ve yıpranmaya tabidir. En iyi performans için, ördek gagası uçlarınız kullanılmıyorsa ancak 0,5 mm'den büyük bir boşluk varsa, yenisiyle değiştirilmelidir.

## Müşteri Hizmetleri

Maymom LLC  
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com  
☎ +1 919 4535168  
🏠 http://maymom.com

Tayvan'da üretildi

## Ürün Bilgileri

Örnek S005-6D. H005-4FD. X117-4Rr2fD. X029W-2Mba2fD  
Malzeme Saf silikon  
Isıya dayanıklı 120°C (250°F)  
Raf ömrü 5 yıl (Doğrudan güneş ışığından uzak)  
Üretici Tarihi 19 AĞ USTOS 2024



\*SPECTRA ve SPECTRA Logosu, Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA ve Min Byung Wook DBA Uzinmedicare'in tescilli ticari markalarıdır. Maymom, Medela ile bağlantılı değildir ve Medela, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

\*Medela, Medela Holding AG, İsviçre'nin tescilli ticari markasıdır. Maymom, Medela ile bağlantılı değildir ve Medela, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

\*Freemie, Dao Health'in tescilli ticari markasıdır. Maymom, Dao Health ile bağlantılı değildir ve Dao Health, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

\*Hygeia, Hygeia Inc.'in tescilli ticari markasıdır. Maymom, Hygeia ile bağlantılı değildir.



Ördek Gagası Kaldırma


## Maymom'un Tasarım Özelliği

Ördek gagasının uçlarını tabanda ve uç alanında farklı kalınlıklarda olacak şekilde tasarlıyoruz. Daha kalın taban, takma ve çıkarma sırasında dayanıklılık içerir. Daha ince uç, pompalama sırasında daha iyi süt akışı ve daha iyi emiş içerir.

## Kullanmak

## Kurulum

- (A) Vanayı flanşa simetrik olarak takın.
- (B) Eğer büyük bir açık boşluk görürseniz, lütfen boşluk 0,5 mm'den küçük olana kadar valfin kenarına bastırın.



## Kaldırma

- (C) Ördek gagasının iki düz kenarını dip kısmına yakın bir yerden tutun ve yana doğru çekin.
- (D) İnce uçları ÇEKMEYİN





speCtra  
geniş/standart  
boyun



Medela  
uyumu



Medela  
Maymom  
Hygieia'nın



Özgür  
Vana tabanı  
(Emekli Açık Sistem)



Kişisel uyum  
Bağlayıcı




maymom  
geniş ağızlı  
Bağlayıcı

### Ördek gagası patlaması/düşmesi?

Anne sütünden gelen yağ, ördek gagası ve flanş iç kısmını kayganlaştıracak ve yerinden çıkacaktır. Her kullanımdan sonra ördek gagalarını ve

flanşları sıcak sabunlu suyla yıkayın ve kurutun. Gerekirse mutfak sirkesi yağın çözülmesine yardımcı olacaktır.




### S2. Düşük Emiş Gücü?

Ördek gagasının ucunu herhangi bir aşınma ve yıpranma açısından kontrol edin. Gerektiğinde değiştirin. Ördek gagalarının iç uçları arasında süt kalıntısı olmadığından emin olun.



### S3. Dudaklar arasında boşluk var mı?


Valfin dudakları arasında küçük bir boşluk gördüğünüzde arızalı değildir. Pompa emme ürettiğinde, boşluk kapanacak ve valfler düzgün çalışacaktır.



Küçük Boşluk.  
Emiş kaybı yok.

### Temiz

- Bulaşık makinesi temizliği YOK.
- İlk kullanımdan önce 3 dakika kaynar suda veya 15 dakika su buharında dezenfekte edin.
- Her kullanımdan sonra, vanaları sıcak sabunlu suyla hafifçe yıkayın. 10-15 saniye boyunca durulayarak temizleyin.
- Küf oluşumunu önlemek için her kullanımdan sonra vanaları mümkün olan en kısa sürede çıkarın, elde yıkayın ve kurutun.



Mikrodalga Güvenli



Tencerede bol su olduğundan emin olun.



Su olmayan tencerenin ağız aşırı ısınır ve plastiği eritecektir.

## Geri Akış Koruyucusu



Ürün Montajı  
Video

## Uyumlu Pompa



speCtra 9+

speCtra S2

speCtra S1

## Flanş Bağlantısı




Boşluk bir kusur değildir. Maymom flanş konnektörü çift fonksiyonludur.

1. Spectra geri akış koruyucusuna bağlanır
2. Medela pompa tarzı hortum

## Kurulum ve Kaldırma




Flanşın içine takmak/çıkarmak için geri akış koruyucusunu **DÖNDÜRÜN**



Kuvvetle çekmeyin/ **itmeyin**

**Tamamen içeri itmeyin.** Maymom flanşı ile koruyucu arasında boşluk görmek bir kusur değildir.



## Temizlik

İlk kullanımdan önce ve günde bir kez:

- Tüm parçaları söküp sıcak sabunlu suyla temizleyin ve durulayın.
- Parçaları kaynar suda 3 dakika kadar haşlayın.



Tencerede bol su olduğundan emin olun.



Su doldurulmayan tencerenin ağız aşırı ısınır ve plastiği eritir.

Her kullanımdan sonra:


- Parçaları söküp, temizleyin ve ılık suda durulayın. Tamamen kurumaya bırakın.

Mikrodalgada kullanılabilir

Bulaşık makinesinin üst rafında yıkanabilir


# Toplantı

- Silicone Diyaframı İç Kasaya Yerleştirin. Jantın etrafına güvenli bir şekilde oturduğundan emin olun.
- Dış Kasayı Diyaframın üstüne yerleştirin.
- Silikon Diyaframın kenarına basın yani hem Dış hem de İç Kılıflarla aynı hizadadır.



# Sökme


- İç Kılıfı bir elinizle tutun.
- Dış Kasa üzerindeki AÇIK düğümünü çekerek 2 parçayı ayırın.




# Boruların Sökülmesi



Boruyu oynatarak çıkarın.  
(Daha uzun ömür sağlar)



Boruyu çıkarmak için **ÇEKMEYİN**



# Müşteri Hizmetleri



CS@maymom.com



http://maymom.com/



+1 919 4535168



Maymom, LLC

3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

**maymom**  
care for each mom

Tayvan'da üretildi

# Ürün Bilgileri

Örnek **X024-2sBfp**

Malzeme Polipropilen,(PP), Silikon

Isıya dayanıklı 110OC (230OF)

Raf ömrü 5 yıl (Doğrudan güneş ışığından uzak)

Üretici Tarihi 8 Mayıs 2024




\*Medela, Medela Holding AG, İsviçre'nin tescilli ticari markasıdır. Maymom, Medela ile bağlantılı değildir ve Medela, ürünü ve uyumluluk iddialarını onaylamaz.

\*SPECTRA ve SPECTRA Logosu Mother's Milk, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır. DBA Spectra Baby USA ve Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom onlarla bağlantılı değildir ve ürün ve uyumluluk iddialarını onaylamaz.


# Ördek Gagası Pop/Bırakma?

Kurulumdan önce iki pembe alanda süt kalıntısı olmadığından ve patlamayı önlemek için kuru olduğundan emin (Ayrıntılar için talimatlara bakın)




S001W-3.4.5in1

## Dikkat!!!



### DÖNÜŞ

geri akış koruyucusunu flanşa takmak/  
çıkarmak için.



### YAPAMAZ

kaya, kuvvetle içeri itin/dışarı  
çekin. Çatlak oluşacaktır.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children.<br>WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.                                                                              |
| FR | AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants.<br>AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.           |
| DE | WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern.<br>WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.                                                             |
| IT | ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini.<br>ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento. |
| ES | ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños.<br>ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.                                          |
| PL | OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci.<br>OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.                                         |
| NL | WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.<br>WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.                                     |
| SE | WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn.<br>WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.                                                                        |
| TR | UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun.<br>UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.                                                               |
| 中文 | 警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。<br>警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。                                                                                                                                                                                                 |
| JP | 警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。<br>警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。<br>窒息の危険があります。                                                                                                                                                         |



Scan for Instruction  
 Rechercher des instructions  
 Nach Anleitung scannen  
 Scansione per istruzioni  
 Escanear para obtener instrucciones  
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji  
 Scannen voor instructies  
 Skanna efter instruktioner  
 Talimat için tarama  
 掃一掃取得使用說明  
 指示をスキャンする

EU Importer  
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,  
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409