

## Valvola a becco d'anatra

Adatto per coppa per il seno larga/  
standard, Medela, Hygeia, Spectra,  
Freemie Open System Retired e coppa  
per il seno Maymom

### Informazioni sul becco d'anatra



- Dopo la sessione di pompaggio, le punte della valvola a becco d'anatra potrebbero aprirsi leggermente. Tuttavia, l'apertura si chiuderà gradualmente. Questo non è un difetto perché la valvola è realizzata in materiale elastico. Durante l'estrazione, le punte vengono allungate per consentire il flusso del latte. Quando si smette di estrarre, le punte non vengono allungate e l'apertura si chiuderà dopo un po'.
- Quando la valvola non è in uso, è normale vedere una piccola apertura sulla punta.
- Questo prodotto è soggetto a usura. Per prestazioni ottimali, nel caso in cui le punte del becco d'anatra non siano in uso ma presentino uno spazio maggiore di 0,5 mm, è necessario sostituirle con una nuova.

## Assistenza clienti

Maymom LLC  
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com  
☎ +1 919 4535168  
🏠 <http://maymom.com>

Fatto a Taiwan

## Informazioni sul prodotto

Modello **Italiano:**  
Materiale Silicone puro  
Resistente al calore 120°C (250°F)  
Durata di conservazione 5 anni (Lontano dalla luce solare diretta)  
Data del produttore 19 AGOSTO 2024



\*SPECTRA e il logo SPECTRA sono marchi registrati di Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA e Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom non è affiliata a né avallano le affermazioni sul prodotto e sulla compatibilità.  
\*Medela è un marchio registrato di Medela Holding AG, Svizzera. Maymom non è affiliata a Medela né Medela avalla le affermazioni sul prodotto e sulla compatibilità.  
\*Freemie è un marchio registrato di Dao Health. Maymom non è affiliata a Dao Health né Dao Health approva le affermazioni sul prodotto e sulla compatibilità.  
\*Hygeia è un marchio registrato di Hygeia Inc. Maymom non è affiliata a Hygeia.

**AVVERTIMENTO: POTENZIALE RISCHIO**  
Questo non è un giocattolo, tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

**AVVERTIMENTO: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO**  
Piccole parti.  
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.



Piccola parte soffocante



Rimozione del becco d'anatra



silicone valvola

## Caratteristica del design di Maymom

Progettiamo le punte del becco d'anatra in modo che abbiano spessori diversi alla base e nell'area della punta. Una base più spessa è per una maggiore durata nell'installazione e nella rimozione. Una punta più sottile è per un migliore flusso del latte e una migliore aspirazione durante l'estrazione.

### Utilizzo

## Installazione

- (UN) Fissare **simmetricamente** la valvola sulla flangia.
- (B) Se si nota una grande fessura aperta, premere attorno al bordo della valvola finché la fessura non diventa più piccola di 0,5 mm.



## Rimozione


- (C) Tenere i due lati piatti del becco d'anatra **vicino alla base** e tirare lateralmente.
- (D) **NON tirare le punte sottili**



**problemi D1. Il becco d'anatra si apre/chiude?**

Il grasso del latte materno renderà l'interno del becco d'anatra e della flangia scivolosi e salteranno via. Dopo ogni utilizzo, assicurati di lavare i becchi d'anatra e


flange con acqua calda e sapone e asciugarle. Se necessario, l'aceto da cucina aiuterà a sciogliere il grasso.

**D2. Bassa aspirazione?**

Controllare la punta del becco d'anatra per eventuali segni di usura. Sostituirla se necessario. Verificare che non vi siano residui di latte tra le punte interne dei becchi d'anatra.

**D3. Spazio tra le labbra?**

Non è difettoso quando vedi un piccolo spazio tra le labbra della valvola. Quando la pompa genera aspirazione, lo spazio si chiuderà e le valvole funzioneranno correttamente.




Piccolo spazio.

Nessuna perdita di aspirazione.

**Pulito**

- NESSUNA pulizia in lavastoviglie.
- Prima del primo utilizzo, disinfettare in acqua bollente per 3 minuti o con vapore acqueo per 15 minuti.
- Dopo ogni utilizzo, lavare delicatamente le valvole a mano in acqua calda e sapone. Risciacquare per 10-15 secondi.
- Dopo ogni utilizzo, staccare le valvole, lavarle a mano e asciugarle il prima possibile per evitare la formazione di muffa.

**Adatto al microonde**

Assicuratevi di avere molta acqua nella pentola.



Il bordo della pentola senza acqua si surriscalerà e scioglierà la plastica.

spettro  
ampio/standard  
colloArmonia  
Medela

Medela

Mamma di maggio  
Igea

Libero

Base della valvola  
(Sistema aperto ritirato)Adattamento personale  
Connettoremaymom  
bocca larga  
Connettore

Maia, LLC

3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

CS@maymom.com

+1 919 4535168

http://maymom.com

Fatto a Taiwan

## Informazioni sul prodotto

Modello **XP024-2M.w**

Materiale Silicone puro

Resistente al calore 120 ° C (250 ° F)

Durata di conservazione 5 anni (Lontano dalla luce solare diretta)

Data del produttore 19 AGOSTO 2024



Modello EH **XP024-2M.w**

Codice EAN 4713530091146

# (X001WGKBFL)

X001WGKBFL

Maymom Silicone Memb...o Spectra Pump Part NUOVO



**WARNING:  
POTENTIAL HAZARD**  
This is not a toy,  
keep it away from children.



**WARNING:  
CHOKING HAZARD**  
Small parts.  
Not for children under 3yrs.

\*SPECTRA e il logo SPECTRA sono marchi registrati di Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA e Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom non è affiliata a loro né avallano le affermazioni sul prodotto e sulla compatibilità.

maymom®  
care for each mom

## Membrana in silicone

adatto per il protettore antiriflusso speCtra


- Silicone puro
- Ripristinare la potenza di aspirazione



Produttore Data 3 LUGLIO 2024

## Installazione

1. Inserire la cassa interna nella membrana in silicone, quindi inserire il gruppo nella cassa esterna per formare la protezione antiriflusso (BP).
2. La membrana è solo una parte dell'intero dispositivo di protezione contro il riflusso.  
Per farlo funzionare servono anche altre parti, ad esempio la cassa esterna o quella interna.



## Compatibilità




- Questa membrana è compatibile con il nuovo tipo di protezione antiriflusso Spectra.
- NON può essere utilizzato con il vecchio tipo di speCtra (vedere le foto sopra).
- Si adatta anche ai dispositivi di protezione antiriflusso a stelo lungo e corto Maymom.

## Pulito

1. Prima di utilizzare per la prima volta, far bollire i componenti in acqua per 5 minuti.
2. Dopo ogni utilizzo, pulire con acqua calda e sapone, risciacquare e lasciare asciugare all'aria.
3. Dopo ogni utilizzo, staccare, lavare a mano e asciugare la membrana il prima possibile per evitare la formazione di muffa.


# Pop/Drop Off del becco d'anatra?

Assicurarsi che le due aree rosa **NON** abbiano residui di latte e siano asciutte prima dell'installazione per evitare che si stacchino (Vedere le istruzioni per i dettagli)




S001W-3.4.5in1

## Attenzione!!!



**GIRO**

per inserire/rimuovere il dispositivo di protezione antiriflusso dalla/nella flangia.



**NON FARE**

roccia, spingere dentro/tirare fuori con forza. Si verificherà una crepa.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction  
 Rechercher des instructions  
 Nach Anleitung scannen  
 Scansione per istruzioni  
 Escanear para obtener instrucciones  
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji  
 Scannen voor instructies  
 Skanna efter instruktioner  
 Talimat için tarama  
 掃一掃取得使用說明  
 指示をスキャンする

EU Importer  
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,  
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409