

Maymom Flanş

speCtra S1/S2 pompaları için

BPA FREE



İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

İçerikler resimden farklı olabilir

Malzeme	PP, Silikon
Isıya dayanıklılık	-10°C-110°C (15°F-230°F)
Raf ömrü	10 yıl
	(Doğrudan güneş ışığından uzak)
Üretici Tarihi	7 Ağ u 2024

Sertifikasyon


ABD FDA'ya sı nı f II tı bbi cihaz, göğ üs pompası kiti olarak kayı tlı dı r. Kayı t No. D192499.

BPA içermez (EN 14350-2:2004 Madde 4.8.)



Maymom flanş ı nı n çift fonksiyonlu portu

Flanş ile geri akı ş koruyucusu arası ndaki boş luk normaldir; çünkü Maymom flanş ları nı n bazı parçaları hem Spectra geri akı ş koruyucusuyla hem de Medela'nı n pompa tipi boruları yla çalı şacak ş ekilde tasarlanmı ş tır.



Uyumlu Ş iş e



Avent Doğ al
PP

Avent Klasik
PP

Avent cam

speCtra
geniş ağı zlı
(S1/S2)

Uyumlu Geri Akı ş Koruyucusu



Maymom

Mya / Motif / Cimilre
Maymom

Spektrumlar
Maymom



amazon walmart



Amazon walmart



amazon walmart

Uyumlu Vana



Medela
Vana/
Membran

Maymom
Vana/
Membran

Maymom
2. Nesil
Ördek Gagası Vanası

Spektrumlar
Maymom
Ördek Gagası Vanası



amazon walmart amazon walmart amazon walmart



amazon walmart amazon walmart amazon walmart



amazon walmart amazon walmart amazon walmart

Temizlik

İ lk kullanı mdan önce ve günde bir kez:

Sökün, sabunlu suyla temizleyin ve ı lı k suda durulayı n. Parçaları (göğ üs kalkanı , valf) kaynar suda 3-4 dakika kaynatı n. Membranı dikkatli bir ş ekilde tutun.



Tencerede bol su
olduğ undan emin olun.



Su doldurulmayan tencerenin
ağı zı aş ı rı lı sı nı r ve plastiğ i
eritir.

Her kullanı mdan sonra:

Parçaları sökün, temizleyin ve ı lı k suda durulayı n. Hava ile kurutun.

Bulaş ı k makinesinin ÜST RAFINDA yı kanabilir. Mikrodalga fır ı nda kullanı labilir.

Sorun Giderme

Emiş gücü yok -

- Ördek gagası /vana/membranı n yerinde olduğ undan emin olun (birçok yeni anne bunu unutur!)
- Flanş ta herhangi bir çatlak.
- Geri akı ş koruyucusunun içindeki membran serbestçe hareket edebilir.

Düş ük emiş gücü -

- Ördek gagası nı n/membranı nı yrtı lmadı ğ ı nı doğ ruları n
- Daha küçük flanş a geçtiğ inizde, areolayı zı n daha az alanı aspire edildiğ inden emiş in daha düş ük olduğ unu Hİ SSEDECEKSİ Nİ Z. Gerekirse motorun gücünü artı rı n.

Valfi yavaşça ve simetrik bir şekilde meme ucuna doğru itin.
Çok sert **bastırmayı** n, aksi takdirde çıkarılması çok zorlaşır.
Ancak yeteri kadar sıkı olmazsa hava kaçağı olabilir.
Emiş gücünde kayıp meydana gelecektir.



Kaldırma

Öncelikle valfin membranı nı çıkarın (aşağıdaki İPUCU'na bakın) ardından:

- (A) Göğüs kalkanı nı avuçları nı zdan biriyle sıkıca tutun
(B) Vanayı gevşek hissedene kadar sağa ve sola doğru sallayın.
(C) Vanayı çevirip çıkarın.



İPUCU: Membranı dışarıdan çekerek çıkararak karmak yerine, valfin içinden iterek çıkararak, valfin ömrünü uzatabilir.

Kontrol Membranı nı n Doğru Yönlendirilmesi




Membran ve Valf Bakımı


- ! Anne sütünün valf ve meme kalkanı arasında kurumasına **İZİN VERMEYİN**. Kurumuş süt yapıştırmaya sebep olabilir.
! Membranı dikkatli bir şekilde elde yıkayın. **ÇEKMEYİN** veya GERMEYİN.
! Bu ürün aşınmaya ve yıpranmaya tabidir. En iyi performans için, aşınma ve yıpranma şüphesiyle membranı tespit ettiğinizde yenisiyle değiştirmelisiniz.

Göğüs Kalkanı Boyut Seçim Kılavuzu

Doğru boyutta meme kalkanı nı z ve doğru motor gücü ayarı nı z varsa, süt sağma işlemi acı verici ve rahatsız edici olmamalıdır. Bu talimat, doğru boyutta meme kalkanı nı nasıl seçeceğinizi gösterir. Emiş gücü için lütfen pompa kılavuzunuza bakın.



1. Bir pompalama seansı ndan SONRA meme ucu çapı nı zı (N) ölçün. Ücretsiz bir meme ucu cetveli için www.maymom.com/nippleruler adresini ziyaret edebilirsiniz.
2. (B) boyutunda bir kalkanı denemeye başlamanı zı öneririz. Meme ucu çapı nı zdan 1-2 mm daha büyük. Meme ucu çapı nı zı pompalama seansı ndan ÖNCE ölçerseniz, meme kalkanı boyutunun meme ucu çapı nı zdan yalnızca 2-5 mm daha büyük olması gerektiğini tahmin edebilirsiniz.



Doğru UYUM

Meme ucu ağrısı z, rahat hareket ediyor.



Meme ucu ve aşırı areola tünel içine doğru çekilir. Daha küçük bir beden deneyin.

Meme ucu tünel kenarı na sürünerek rahatsızlık yaratır. Daha büyük bir beden deneyin.

Meme ucu tünel ucuna çarpıyor. Daha uzun veya daha küçük bir beden deneyin.

3. Meme ucunu meme kalkanı nı n tüneline yerleştirin. Şimdi pompalamaya başlayın ve aşağıdaki noktaları kontrol edin:

EVET	HAYIR	Soru
		Meme ucunuz tünel içerisinde rahatça hareket ediyor mu?
		Areolayı dokusu meme ucu tüneline hiç mi çekilmiyor yoksa çok az mı çekiliyor?
		Her pompalama döngüsünde göğüste nazik, ritmik hareketler fark ediyor musunuz?
		Göğsünüzün her yerinden boşaldığı nı mı hissediyorsunuz?
		Meme ucunuz ağrı mı yapıyor mu?
		Pompalama sırasında meme ucu ile meme tüneline sonu arasında hala boşluk var mı ?

Tüm cevaplar **EVET** olmalı ve bu, doğru meme kalkanı boyutuna ve doğru motor emiş gücüne sahip olduğunuzu gösterir. DEĞİLSE, lütfen emzirme danışmanı nı zdan danışın veya daha fazla rahatsızlığınız için önlemek için Maymom ürünlerini kullanmayı bırakın.

Müşteri Hizmetleri

CS@maymom.com
http://maymom.com/
+1 919 4535168
Maymom, LLC
3 Defne Yaprağı CT Durham, NC 27703





FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409