

Maymom Flanş

speCtra S1/S2 pompaları için

BPA FREE



İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

İçerikler resimden farklı olabilir

Malzeme	PP, Silikon
Isıya dayanıklılık	-10°C-110°C (15°F-230°F)
Raf ömrü	10 yıl
Üretici Tarihi	(Doğrudan güneş ışığından uzak) 7 Ağ u 2024

Sertifikasyon


ABD FDA'ya sı nı f II tı bbi cihaz, göğ üs pompası kiti olarak kayı tlı dı r. Kayı t No. D192499.

BPA içermez (EN 14350-2:2004 Madde 4.8.)



Maymom flanş ı nı n çift fonksiyonlu portu

Flanş ile geri akı ş koruyucusu arası ndaki boş luk normaldir; çünkü Maymom flanş ları nı n bazı parçaları hem Spectra geri akı ş koruyucusuyla hem de Medela'nı n pompa tipi boruları yla çalı şacak ş ekilde tasarlanmı ş tır.



Uyumlu Ş iş e



Temizlik

İ lk kullanı mdan önce ve günde bir kez:

Sökün, sabunlu suyla temizleyin ve ı lı k suda durulayı n. Parçaları (göğ üs kalkanı , valf) kaynar suda 3-4 dakika kaynatı n. Membranı dikkatli bir ş ekilde tutun.



Tencerede bol su olduğ undan emin olun.



Su doldurulmayan tencerenin ağı zı aş ı rı lı sı nı r ve plastiğ i eritir.

Her kullanı mdan sonra:

Parçaları sökün, temizleyin ve ı lı k suda durulayı n. Hava ile kurutun.

Bulaş ı k makinesinin ÜST RAFINDA yı kanabilir. Mikrodalga fır ı nda kullanı labilir.

Uyumlu Geri Akı ş Koruyucusu



Uyumlu Vana



Sorun Giderme

Emiş gücü yok -

- Ördek gagası /vana/membranı n yerinde olduğ undan emin olun (birçok yeni anne bunu unutur!)
- Flanş ta herhangi bir çatlak.
- Geri akı ş koruyucusunun içindeki membran serbestçe hareket edebilir.

Düş ük emiş gücü -

- Ördek gagası nı /membranı nı yrtı lmadı ğ ı nı doğ rulayı n
- Daha küçük flanş a geçtiğ inizde, areolayı zı n daha az alanı aspire edildiğ inden emiş in daha düş ük olduğ unu Hİ SSEDECEKSİ Nİ Z. Gerekirse motorun gücünü artı rı n.

Valfi yavaşça ve simetrik bir şekilde meme ucuna doğru itin.
Çok sert **bastı** rmayınız, aksi takdirde çıkartılması çok zorlaşır.
Ancak yeteri kadar sıkı olmazsa hava kaçacağı olabilir.
Emiş gücünde kayıp meydana gelecektir.



Kaldırma

Öncelikle valfin membranı çıkartın (aşağıdaki İPUCU'na bakın) ardından:

- (A) Göğüs kalkanını avuçları arasında tutun
(B) Vanayı gevşek hissedene kadar sağa ve sola doğru sallayın.
(C) Vanayı çevirip çıkartın.



İPUCU: Membranı dışarıdan çekerek çıkartmak yerine, valfin içinden iterek çıkartmak, valfin ömrünü uzatabilir.

Kontrol Membranını Doğru Yönlendirilmesi




Membran ve Valf Bakımı


- ! Anne sütünün valf ve meme kalkanı arasında kurumasına **İZİN VERMEYİN**. Kurumuş süt yapıştırmaya sebep olabilir!
! Membranı dikkatli bir şekilde elde yıkayın. **ÇEKMEYİN** veya GERMEYİN.
! Bu ürün aşınmaya ve yıpranmaya tabidir. En iyi performans için, aşınma ve yıpranma şüphesiyle membranı değiştirilmelidir.

Göğüs Kalkanı Boyut Seçim Kılavuzu

Doğru boyutta meme kalkanını seçmek ve doğru motor gücü ayarını yapmak, süt sağma işlemi için verici ve rahatsız edici olmamalıdır. Bu talimat, doğru boyutta meme kalkanını nasıl seçeceğinizi gösterir. Emiş gücü için lütfen pompa kılavuzunuza bakın.



1. Bir pompalama seansı **NDAN SONRA** meme ucu çapını (N) ölçün. Ücretsiz bir meme ucu cetveli için www.maymom.com/nippleruler adresini ziyaret edebilirsiniz.
2. (B) boyutunda bir kalkanı denemeye başlamanızı öneririz. Meme ucu çapınızdan 1-2 mm daha büyük. Meme ucu çapınız pompalama seansı **NDAN ÖNCE** ölçerseniz, meme kalkanı boyutunun meme ucu çapınızdan yalnızca 2-5 mm daha büyük olması gerektiğini tahmin edebilirsiniz.



Doğru UYUM

Meme ucu ağrısı, rahat hareket ediyor.



Meme ucu ve aşırı areola tünel içine doğru çekilir. Daha küçük bir beden deneyin.

Meme ucu tünel kenarı na sürtünerek rahatsızlık yaratır. Daha büyük bir beden deneyin.

Meme ucu tünel ucuna çarpıyor. Daha uzun veya daha küçük bir beden deneyin.

3. Meme ucunu meme kalkanını tüneline yerleştirin. Şimdi pompalamaya başlayın ve aşağıdaki noktaları kontrol edin:

EVET	HAYIR	Soru
		Meme ucunuz tünel içerisinde rahatça hareket ediyor mu?
		Areolayı dokusu meme ucu tüneline hiç mi çekilmiyor yoksa çok az mı çekiliyor?
		Her pompalama döngüsünde göğüste nazik, ritmik hareketler fark ediyor musunuz?
		Göğsünüzün her yerinden boşaldığını mı hissediyorsunuz?
		Meme ucunuz ağrı mı yapıyor mu?
		Pompalama sırasında meme ucu ile meme tünelinin sonu arasında hala boşluk var mı?

Tüm cevaplar **EVET** olmalı ve bu, doğru meme kalkanı boyutuna ve doğru motor emiş gücüne sahip olduğunuzu gösterir. DEĞİLSE, lütfen emzirme danışmanı ile görüşün veya daha fazla rahatsızlığınız için Maymom ürünlerini kullanmayı bırakın.


Müşteri Hizmetleri

CS@maymom.com
http://maymom.com/
+1 919 4535168
Maymom, LLC
3 Defne Yaprağı CT Durham, NC 27703



Ördek Gagası Vanası

Geniş /standart meme kalkanı,
Medela, Hygeia, Spectra, Freemie Açık
Sistem Emekli ve maymom meme kalkanı
için uygundur



Ördek Gagalı Bilgi

- Pompalama seansından sonra ördek gagası valfinin uçları hafifçe açılabilir. Ancak açıklık kademeli olarak kapanacaktır. Bu bir kusur değildir çünkü valf elastik malzemeden yapılmıştır.
- Pompalama sırasında uçlar süt akışına izin vermek için gerilir. Pompalamayı bıraktığınızda uçlar gerilmez ve açıklık bir süre sonra kapanır.
- Kullanılmadığı zaman valfin ucunda küçük bir açıklık görmek sorun değildir.
- Bu ürün aşınma ve yıpranmaya tabidir. En iyi performans için, ördek gagası uçlarınız kullanılmıyorsa ancak 0,5 mm'den büyük bir boşluk varsa, yenisiyle değiştirilmelidir.

Müşteri Hizmetleri

Maymom LLC
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🏠 http://maymom.com

Tayvan'da üretildi

Ürün Bilgileri

Örnek S005-6D. H005-4FD. X117-4Rr2fD. X029W-2Mba2fD
Malzeme Saf silikon
Isıya dayanıklı 120°C (250°F)
Raf ömrü 5 yıl (Doğrudan güneş ışığından uzak)
Üretici Tarihi 19 AĞ USTOS 2024



*SPECTRA ve SPECTRA Logosu, Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA ve Min Byung Wook DBA Uzinmedicare'in tescilli ticari markalarıdır. Maymom, Medela ile bağlantılı değildir ve Medela, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

*Medela, Medela Holding AG, İsviçre'nin tescilli ticari markasıdır. Maymom, Medela ile bağlantılı değildir ve Medela, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

*Freemie, Dao Health'in tescilli ticari markasıdır. Maymom, Dao Health ile bağlantılı değildir ve Dao Health, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

*Hygeia, Hygeia Inc.'in tescilli ticari markasıdır. Maymom, Hygeia ile bağlantılı değildir.




Maymom'un Tasarım Özelliği

Ördek gagasının uçlarını tabanda ve uç alanında farklı kalınlıklarda olacak şekilde tasarlıyoruz. Daha kalın taban, takma ve çıkarma sırasında dayanıklılık içerir. Daha ince uç, pompalama sırasında daha iyi süt akışı ve daha iyi emiş içerir.

Kullanmak

Kurulum

- (A) Vanayı flanşa simetrik olarak takın.
- (B) Eğer büyük bir açık boşluk görürseniz, lütfen boşluk 0,5 mm'den küçük olana kadar valfin kenarına bastırın.



Kaldırma

- (C) Ördek gagasının iki düz kenarını dip kısmına yakın bir yerden tutun ve yana doğru çekin.
- (D) İnce uçları ÇEKMEYİN





speCtra
geniş/standart
boyun



Medela
uyumu



Medela
Maymom
Hygieia'nın



Özgür
Vana tabanı
(Emekli Açık Sistem)



Kişisel uyum
Bağlayıcı




maymom
geniş ağızlı
Bağlayıcı

Ördek gagası patlaması/düşmesi?

Anne sütünden gelen yağ, ördek gagası ve flanş iç kısmını kayganlaştıracak ve yerinden çıkacaktır. Her kullanımdan sonra ördek gagalarını ve

flanşları sıcak sabunlu suyla yıkayın ve kurutun. Gerekirse mutfak sirkesi yağın çözülmesine yardımcı olacaktır.




S2. Düşük Emiş Gücü?

Ördek gagasının ucunu herhangi bir aşınma ve yıpranma açısından kontrol edin. Gerektiğinde değiştirin. Ördek gagalarının iç uçları arasında süt kalıntısı olmadığından emin olun.



S3. Dudaklar arasında boşluk var mı?


Valfin dudakları arasında küçük bir boşluk gördüğünüzde arızalı değildir. Pompa emme ürettiğinde, boşluk kapanacak ve valfler düzgün çalışacaktır.



Küçük Boşluk.
Emiş kaybı yok.

Temiz

- Bulaşık makinesi temizliği YOK.
- İlk kullanımdan önce 3 dakika kaynar suda veya 15 dakika su buharında dezenfekte edin.
- Her kullanımdan sonra, vanaları sıcak sabunlu suyla hafifçe yıkayın. 10-15 saniye boyunca durulayarak temizleyin.
- Küf oluşumunu önlemek için her kullanımdan sonra vanaları mümkün olan en kısa sürede çıkarın, elde yıkayın ve kurutun.



Mikrodalga Güvenli




Tencerede bol su olduğundan emin olun.



Su olmayan tencerenin ağız aşırı ısınır ve plastiği eritecektir.


Ördek Gagası Pop/Bırakma?

Kurulumdan önce iki pembe alanda süt kalıntısı olmadığından ve patlamayı önlemek için kuru olduğundan emin (Ayrıntılar için talimatlara bakın)




S001W-3.4.5in1

Dikkat!!!



DÖNÜŞ

geri akış koruyucusunu flanşa takmak/
çıkarmak için.



YAPAMAZ

kaya, kuvvetle içeri itin/dışarı
çekin. Çatlak oluşacaktır.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409