



Se adapta a la mayoría de los protectores de pecho de cuello ancho

(Avent, bridas de boca ancha Spectra S1/S2)

Compatible con bolsas populares como Lansinoh, Nuk

Extracción directa en bolsas de almacenamiento

Sin pérdida de leche debido a la transferencia de los biberones recolectores a las bolsas



Material: polipropileno (PP), acero inoxidable.
Resistente al calor: 110 ° C (230 ° F)
Vida útil: 15 años
Modelo: X029W-2M8a Fecha de fabricación: 19 de junio de 2024



Instrucciones de uso

Limpieza **(¡NUNCA coloque el adaptador en el microondas!)**

Antes del primer uso y una vez al día: lave el adaptador con agua caliente y un detergente suave y luego enjuáguelo.

Esterilizar el producto en agua hirviendo durante 2 minutos.

Después de cada uso: lavar con agua caliente y detergente suave y luego enjuagar.




Usar (Tenga en cuenta que este adaptador no es para todas las bolsas de almacenamiento de leche materna del mercado).

¡¡NUNCA lo pongas en el microondas!!!

Paso 1.

Abra el cierre hermético de la bolsa.



Paso 2.


Dobla los salientes hacia afuera.



Paso 3.

Para los bolsos con el diseño anterior

Abra la bolsa girando con los dedos. Abra las abrazaderas e inserte el embudo del adaptador en la bolsa.



(Por razones de higiene, evite tocar el interior de la bolsa con los dedos)

Paso 4.

La sujeción debe estar por debajo de la línea de la cremallera.



La sujeción debe colocarse por debajo de la línea de la cremallera.



Compatibilidad

La longitud de la línea de la cremallera debe ser mayor a 7,5 cm y la ubicación de la línea no debe estar más lejos a menos de 2 cm del borde superior de la bolsa.

La ubicación de sujeción debe estar debajo de la línea de la cremallera para evitar que la bolsa se deslice.



Bolsas compatibles conocidas



Lansinoh



Nuk



Medela
bombear y ahorrar
(bolsa con su adaptador original)



Bolsas no compatibles conocidas



Medela
bolsa de leche materna



Medela
bolsa de leche materna



AVENIR
bolsa de leche materna

*Avent es una marca registrada de Koninklijke Philips NV. Maymom no está afiliada a Philips y Philips no respalda el producto.

*SPECTRA y el logotipo de SPECTRA son marcas registradas de Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA y Min Byung Wook DBA Uzzimedicare. Maymom no está afiliada a ellos ni respalda el producto.

*Medela es una marca registrada de Medela Holding AG, Suiza. Maymom no está afiliada a Medela ni Medela respalda el producto.

*Lansinoh es una marca registrada de Lansinoh Laboratories, Inc. Maymom no está afiliada a Lansinoh y Lansinoh no respalda el producto.

*NUK es una marca registrada de Mapa GmbH, Alemania. Maymom no está afiliada a NUK y NUK no respalda el producto.

Servicio de atención al cliente de Maymom

CS@maymom.com

http://maymom.com/

+1 919 4535168

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, Carolina del Norte 27703



Instrucción video



Sujeción de 2 kg: no hay problema

Hecho en Taiwán



¡¡¡NUNCA lo pongas en el microondas!!!

Resorte de acero inoxidable en el interior.

NO limpie ni esterilice este adaptador de bolsa de leche en ningún horno microondas ni en bolsas de vapor.

La parte de acero inoxidable derretirá el producto a alta temperatura.



¡¡¡NUNCA lo pongas en el microondas!!!



FR



+

**EC REP**

EC REP SERVICES SL
Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain
ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409