

Machine Translated by Google Adaptrar för förvaringspåse för bröstmjolk

maymom[®]
care for each mom



ÿPassar de flesta bröstskoldar med bred hals
(Avent, Spectra S1/S2 flansar med bred mun)
ÿKompatibel med populära väskor som Lansinoh, Nuk
ÿPumpa direkt i förvaringspåsar ÿ
Ingen mjölkförlust på grund av överföring från
uppsamlingsflaskor till påsar



Material: Polypropen(PP), rostfritt stål
Värmebeständig: 110o C (230o F)
Hållbarhet: 15 år
Modell: X029W-23Mba Mfr.
Datum: 19 juni 2024



Bruksanvisning

Rengöring (Sätt ALDRIG adaptern i en mikrovågsugn!!)

Före första användning och en gång dagligen: Tvätta adaptern med varmt vatten och mildt rengöringsmedel och skölj sedan rent.

Sterilisera produkten i kokande vatten i 2 minuter.


Efter varje användning: Tvätta med varmt vatten och mildt rengöringsmedel och skölj sedan rent.



Använda (Observera att denna adapter inte är för alla bröstmjölkspåsar på marknaden.)

Steg 1.

Öppna väskans blixtlås.



Steg 2.


Vik överhängen utåt.



Steg 3.

För väskorna med
ovanstående design


Vrid-öppna påsen med
fingrarna.
Öppna klämmorna och för in
adapters trätt i påsen.



(Undvik att röra insidan av
påsen med fingrarna av
sanitära skäl)

Steg 4.

Klämningen måste vara
under blixtlåslinjen.



Klämningen måste
vara under
blixtlåslinjen.

Lägg ALDRIG in en
mikrovågsugn!!



(Obs: Se till att klämman är säker innan du pumpar för att förhindra spilld mjölk.)

Kompatibilitet

ÿLängden på dragkedjan måste vara längre än 7,5 cm och linjens placering får inte vara längre än 2 cm från påsens övre kant.

ÿKlämplatsen måste vara under dragkedjan för att undvika att påsen glider.



Kända
kompatibla
väskor



Lansinoh



NUK



Medela
pumpa & spara
(påse med originaladapter)



Kända
icke-kompatibla
väskor



Medela
bröstmjölkspåse



Medela
bröstmjölkspåse



AVENT
bröstmjölkspåse

*Avent är ett registrerat varumärke som tillhör Koninklijke Philips NV.

Maymom är inte ansluten till Philips och Philips rekommenderar inte heller produkten.

*SPECTRA och SPECTRA-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA och Min-Bung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom är inte ansluten till dem och de rekommenderar inte heller produkten.

*Medela är ett registrerat varumärke som tillhör Medela Holding AG, Schweiz. Maymom är inte ansluten till Medela och Medela rekommenderar inte heller produkten.

*Lansinoh är ett registrerat varumärke som tillhör Lansinoh Laboratories, Inc. Maymom är inte ansluten till Lansinoh och Lansinoh rekommenderar inte heller produkten.

*NUK är ett registrerat varumärke som tillhör Mappa GmbH, Tyskland.

Maymom är inte ansluten till NUK och dosen NUK rekommenderar inte heller produkten.

Maymom kundtjänst

CS@maymom.com

http://maymom.com/

+1 919 4535168

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



WARNING:
POTENTIAL HAZARD
This is not a toy,
keep it away from children.



Instruktion
video



2 kg fastspänning-
inga problem

Tillverkad i Taiwan



PP



rostfri
stål

Lägg ALDRIG i en mikrovågsugn!!

Rostfri fjäder inuti.

Rengör eller sterilisera

INTE denna

mjölkpåseadapter i
någon mikrovågsugn

eller ångpåsar.

Den rostfria delen

kommer att smälta

produkten vid hög
temperatur.



**Lägg ALDRIG i en
mikrovågsugn!!**



FR



+

**EC REP**

EC REP SERVICES SL
Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain
ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409